




Catalogue Produits Avril 2025



ACS : Attachés Commerciaux Sédentaires

CVO : Conseillers Verres Optiques

Grand Ile De France

Directeur Régional: Christophe MIRABEL

06 45 73 30 86 mirabelc@bbgr.fr

75
93 - 94
78 - 91
27 - 28 - 92
974 - 975 - 976
77
CVO
ACS

Wareem TRUONG
Mallauray FIORI
Lydie BEAUPERE
Pierre LAVERDANT
François CHEVANCE

Marie ARRIAT
Nolwenn COMMUNIER

06 45 20 76 50 truongw@bbgr.fr
07 70 17 31 82 fiorim@bbgr.fr
06 11 40 46 64 beaupel@bbgr.fr
06 83 40 97 03 laverdap@bbgr.fr
06 81 44 56 20 chevancf@bbgr.fr

07 88 29 52 17 arriatm@bbgr.fr
01 76 49 74 31 communin@bbgr.fr

Nord Ouest

Directeur Régional: Christophe AUFFRET

07 85 05 99 16 auffretc@bbgr.fr

49 - 72 - 37
22 - 35 - 53
29 - 56
76 - 61 - 14 - 50
44 - 85
CVO
ACS

Guillaume POUILLY
Aurélien LOUVIGNÉ
François CHEVANCE
Frédéric DESMONTS
Pierre GRIMAUD
Caroline FAGUET
Elodie BERGERON

06 81 44 50 43 pouillyg@bbgr.fr
06 77 25 58 59 louvigna@bbgr.fr
06 81 44 56 20 chevancf@bbgr.fr
06 71 70 68 86 desmonf@bbgr.fr
06 62 26 97 79 grimaudp@bbgr.fr
06 74 46 35 21 faguetc@bbgr.fr
01 76 49 74 33 bergeroe@bbgr.fr

Sud-Ouest

Directeur Régional: Julien BERGERET

06 13 16 69 50 bergerj@bbgr.fr

33 - 24 - 971 - 972 - 973 - 977 - 978
79 - 86 - 16 - 17 - 87
40 - 65 - 32 - 64 - 47
82 - 9 - 46 - 31
11 - 12 - 66 - 81
CVO
ACS

Ludovic FONLUPT
Laurent GUILLEBOT
Philippe CHEVASSUT
Line DELISLE
Marie DESPEYROUX
Marine MUNOZ
Yohan CHAMBOSSE

07 86 24 30 00 fonluptl@bbgr.fr
06 13 16 69 47 guillel@bbgr.fr
07 85 44 98 97 chevasp@bbgr.fr
06 38 57 04 82 delislel@bbgr.fr
07 85 73 65 30 despeym@bbgr.fr
06 74 84 83 91 munozma@bbgr.fr
01 76 49 00 70 chambosy@bbgr.fr

Sud-Est

Directeur Régional: Cyriaque SARTELET

06 87 60 54 92 sartelec@bbgr.fr

30 - 34 - 48
13 - 4
6 - 83 - 2A - AB
38 - 73 - 74 - 5
7 - 26 - 84
CVO
ACS

Romain GIBELLINO
Vincent MATHERON
Stéphane FRAISSE
Patricia COULOT
Jérémy PELEGRIN
Stéphanie HEURET
Daniel FERREIRA

06 45 78 86 94 gibellir@bbgr.fr
07 78 47 01 71 matherov@bbgr.fr
06 75 07 75 45 fraisses@bbgr.fr
06 03 95 48 46 coulotp@bbgr.fr
06 31 97 02 98 pelegrij@bbgr.fr
06 80 56 11 59 heurets@bbgr.fr
01 76 49 74 30 ferreida@bbgr.fr

Nord-Est

Directeur Régional: Yannick LOUIS

06 81 44 45 16 louisys@bbgr.fr

57 - 8 - 55 - 54 - 51
60 - 95 - 2
59
67 - 68
62 - 80
CVO
ACS

Dorothée GEORGES
Patrick COLINON
Gérald PIERRON
Élodie ANDRIEUX
Jérôme DEGRAEVE
Nicolas RUELLE
Julie PASSINGE

06 99 79 07 86 georgesd@bbgr.fr
06 13 16 69 46 colinonp@bbgr.fr
06 71 70 62 96 pierrong@bbgr.fr
06 81 44 61 49 andrieux@bbgr.fr
06 85 04 66 34 degraevj@bbgr.fr
06 38 45 12 12 ruellen@bbgr.fr
01 76 49 72 15 passinj@bbgr.fr

Centre

Directrice Régionale: Alexia BONNE

06 09 60 62 93 bonneal@bbgr.fr

3 - 23 - 43 - 63 - 19 - 15
71 - 1 - 39 - 25
21 - 52 - 89 - 10 - 70 - 88 - 90 - 58
69 - 42
45 - 18 - 36 - 41
CVO
ACS

Benjamin CHALESSIN
Xavier SERRAT
Damien ROZE
Yoann GILLIOT
Alexandrine MENNETREY
Marine VARRAY
Marlène LATHUILIERE

06 07 78 99 01 chalessb@bbgr.fr
06 08 50 36 24 serratx@bbgr.fr
06 87 60 54 94 rozed@bbgr.fr
06 87 60 54 96 gillioty@bbgr.fr
06 32 18 39 02 mennetra@bbgr.fr
06 07 04 31 47 varraym@bbgr.fr
01 76 49 72 18 lathuim@bbgr.fr

Agences commerciales

Région par région

Nos agences sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption.

• RENNES

📍 « Le Ponthus » ZAC de Beauregard, rue André Meynier — 35 000 Rennes

☎ 0811 090 000¹ — Fax 0811 090 678

@ rennes@bbgr.fr

👤 Responsable d'agence: Sophie Faure

• TOULOUSE

📍 1 rue Urbain Vitry — 31 000 Toulouse

☎ 0811 090 000¹ — Fax 0811 090 678

@ toulouse@bbgr.fr

👤 Responsable d'agence: Thomas Latapy

• PROVINS

📍 1 bis rue de la Voulzie — 77 481 Provins

☎ 0811 090 000¹ — Fax 0811 090 678

@ provins@bbgr.fr

👤 Responsable d'agence: Arnaud Gueulle

• LYON

📍 « Les Gêmeaux », 50 cours de la République — 69 100 Villeurbanne

☎ 0811 090 000¹ — Fax 0811 090 678

@ lyon@bbgr.fr

👤 Responsable d'agence: Morgane Jacob

Contacts utiles

Techni-conseil et assistance technique

Une assistance et des experts à votre écoute pour vous apporter une solution technique préalable à votre commande ou pour des besoins particuliers de vos clients.

Le N° Vert est à votre disposition du lundi au samedi de 9h à 19h :

0800 221 000²

Assistance commandes EDI et E-Services

La télétransmission par EDI vous permet de passer vos commandes 24h/24 7j/7, depuis votre logiciel de gestion magasin ou depuis le logiciel **Opsys Web**.

L'assistance EDI et E-Services est à votre disposition du lundi au samedi et de 9h à 19h :

0 811 888 118¹

¹ 0,06€ TTC par minute

² Appel gratuit

VOS VERRES

Gamme Premium >

Gamme Essentiel >

Gamme d'Intérieur >

Gamme Specio™ >

Gamme Classe A >

VOS TRAITEMENTS

Traitements BBGR >

Protection UV pour tous >

Neva® Resist + UV >

Neva® Max Blue UV >

Neva® Max UV
avec Night Drive Boost >

VOS VALEURS AJOUTÉES

BluV Xpert >

Transitions® >

Collection Soleil >

NeoSun™ > Xperio® >

Miroirs > Couleurs >

Neva® Guard Sun UV >

VOS MATÉRIAUX ORGANIQUES

Synthèse >

VOS FICHES TECHNIQUES

Digicali >

Montage et mise en œuvre >

Anisométrie et verres progressifs >

Combinaisons de prismes >

Position du centre optique,
vision de près >

Outil de prise de mesure NeoSun >

Outil de prise de mesure
des dégradés >

VOS INFORMATIONS GRAVURES

Gamme Premium >

Gamme Essentiel >

Gamme Unifocaux >

Gamme d'Intérieur >

Gamme Solaire >

Gamme Doubles-Foyers >

Gamme Classe A >

GAMME PREMIUM

Une gamme de produits alliant technologie, performance et innovation



GAMME PREMIUM

PROGRESSIFS

INTUITIV® PLUS

Mio



ANATEO® PLUS

Mio



SIRUS® PLUS

Mio



UNIFOCAUX

ASPHEO®

PdM

PULSEO®

PdM

Avec la gamme Premium, BBGR met en avant ses produits haut de gamme à forte valeur ajoutée et vous permet de proposer les dernières innovations et technologies les plus adaptées aux porteurs.

Au sein de cette gamme de produits, trois verres progressifs et deux verres unifocaux ont été sélectionnés, alliant technologie, performance et innovation : Intuitiv Plus, Anateo Plus, Sirius Plus et les verres unifocaux Pulseo, Aspheo.

Progressifs premium

Une gamme de produits labellisée Origine France Garantie®,
alliant technologie, performance et innovation

VOIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (design et commande) >

	CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	BÉNÉFICES PORTEURS	POUR QUI ?
PREMIUM	INTUITIV® PLUS MIO INTUITIV® PLUS  Individualisé et différencié suivant : La distance de lecture Les conditions de port Les demi-écarts pupillaires La forme de la monture (exclusivité Mio) La latéralité manuelle L'anatomie de l'œil Les effets prismatiques horizontaux et verticaux L'amétropie L'addition Optimisation binoculaire	 Multi activités  Port permanent  Conduite  Ultra confort  Adaptation immédiate  Champs extra-larges  Précision  Vision de près et intermédiaire extra-large  Latéralité manuelle  Stabilité et fluidité  Mise au point naturelle à toutes distances  Individualisation	Porteurs recherchant l'excellence souhaitant le maximum de fluidité et de liberté visuelle Liberté totale du choix de la monture
	ANATEO® PLUS MIO ANATEO® PLUS ANATEO® PLUS MINI  Individualisé suivant : La distance de lecture Les conditions de port Les demi-écarts pupillaires La forme de la monture (exclusivité Mio) L'anatomie de l'œil Les effets prismatiques horizontaux et verticaux L'amétropie L'addition Optimisation binoculaire	 Multi activités  Port permanent  Conduite  Confort  Adaptation immédiate  Champs extra-larges  Précision  Vision de près extra-large  Stabilité et fluidité  Mise au point naturelle à toutes distances  Individualisation	Porteurs souhaitant le meilleur pour leur vue avec une adaptation immédiate et des champs extra-larges Liberté totale du choix de la monture
	SIRUS® PLUS MIO SIRUS® PLUS SIRUS® PLUS MINI Personnalisé suivant : La distance de lecture Les conditions de port Les demi-écarts pupillaires La forme de la monture (exclusivité Mio) Les effets prismatiques horizontaux L'amétropie L'addition Optimisation binoculaire	 Multi activités  Port permanent  Conduite  Adaptation sans effort  Champs larges  Vision intermédiaire extra-large  Stabilité et fluidité  Mise au point naturelle à toutes distances  Individualisation	Porteurs recherchant une vision stable à toutes les distances avec une adaptation sans effort Liberté totale du choix de la monture

GAMME BBGR PREMIUM : OPTIMISATION DU DESIGN

	DESCRIPTIONS TECHNIQUES				OPTIMISATION DU DESIGN										
DÉNOMINATION BBGR	TECHNIQUE DE SURFAÇAGE	LOCALISATION SURFACE PROGRESSIVE	LONGUEUR DE PROGRESSION (85% ADD)*	HAUTEUR DE MONTAGE RECOMMANDÉE MINIMUM	MULTIDESIGN PAR		POSITION DE LA VP OPTIMISÉE PAR INTÉGRATION DES EFFETS PRISMATIQUES		DESIGN OPTIMISÉ BINOCULAIREMENT PAR INTÉGRATION DE LA PRESCRIPTION DU 2 ^{ÈME} ŒIL	DESIGN OPTIMISÉ PAR STABILISATION ET ÉLARGISSEMENT DES CHAMPS VI	DESIGN OPTIMISÉ PAR INTÉGRATION DES FACTEURS ANATOMIQUES DE L'ŒIL - LONGUEUR - CENTRE DE ROTATION - COURBURE	DESIGN OPTIMISÉ ET DIFFÉRENCIÉ OD/OG PAR INTÉGRATION DE LA LATÉRALITÉ MANUELLE	DESIGN OPTIMISÉ PAR PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE PORT	OPTIMISATION DE LA VI ET DE LA VP PAR INTÉGRATION DE LA FORME ET DES 1/2 ÉCARTS PUPILLAIRES	DESIGN OPTIMISÉ PAR INTÉGRATION DE LA DISTANCE DE LECTURE
					AMÉTROPIE	ADDITION	HORIZONTALS	VERTICAUX							
INTUITIV® PLUS MIO	Digital	DS	(H) entre 10,5 et 11,6 mm (e) entre 10,7 et 12 mm (M) entre 10,1 et 11,5 mm	16 mm (H) 15 mm (e) 14 mm (M)											
INTUITIV® PLUS	Digital	DS	(H) 11,6 mm (e) 12 mm (M) 11,5 mm	18 mm (H) 17 mm (e) 16 mm (M)											
ANATEO® PLUS MIO	Digital	DS	(H) entre 12,3 et 14 mm (e) entre 11,8 et 13,4 mm (M) entre 11,2 et 12,9 mm	16 mm (H) 15 mm (e) 14 mm (M)											
ANATEO® PLUS	Digital	DS	(H) 14,0 mm (e) 13,4 mm (M) 12,9 mm	18 mm (H) 17 mm (e) 16 mm (M)											
ANATEO® PLUS MINI	Digital	DS	(H) 12,3 mm (e) 11,8 mm (M) 11,2 mm	16 mm (H) 15 mm (e) 14 mm (M)											
SIRUS PLUS MIO	Digital	AR	12,7 mm	16 mm					1						
SIRUS PLUS	Digital	AR	14,1 mm	18 mm					1						
SIRUS PLUS MINI	Digital	AR	12,7 mm	16 mm					1						

VL : Vision de Loin
VI : Vision Intermédiaire
VP : Vision de Près
DS : Double Surface

AR : Face Arrière
H : Hypermétrope
e : Emmétrope
M : Myope

¹ Optimisation binoculaire : Recommandée

* Pour les versions Mio, la longueur de progression varie de manière continue par amétropie.
Les valeurs sont données pour 85% de l'addition

GAMME BBGR PREMIUM : PARAMÈTRES DE COMMANDE OBLIGATOIRES

DÉNOMINATION BBGR	DESCRIPTIONS TECHNIQUES				PARAMÈTRES DE COMMANDE OBLIGATOIRES								
	TECHNIQUE DE SURFAÇAGE	LOCALISATION SURFACE PROGRESSIVE	LONGUEUR DE PROGRESSION (85% ADD)	HAUTEUR DE MONTAGE RECOMMANDÉE	PRESCRIPTION	CONDITIONS DE PORT			MONTURE				ANATOMIE
					PRESCRIPTION DU 2 ^{ÈME} ŒIL EN CAS DE COMMANDE MONOCULAIRE	ANGLE DE GALBE	ANGLE D'INCLINAISON	DISTANCE VERRE-ŒIL	1/2 ÉCARTS PUPILLAIRES	HAUTEURS PUPILLAIRES	COTES A,B,D	FORME	DISTANCE DE LECTURE OU INSET
INTUITIV[®] PLUS MIO	Digital	DS	9,2 mm à 12 mm	16 mm (H) 15 mm (e) 14 mm (M)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
INTUITIV[®] PLUS	Digital	DS	10,2 mm à 12 mm	18 mm (H) 17 mm (e) 16 mm (M)	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
ANATEO[®] PLUS MIO	Digital	DS	9,2 mm à 12 mm	16 mm (H) 15 mm (e) 14 mm (M)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ANATEO[®] PLUS	Digital	DS	10,2 mm à 12 mm	18 mm (H) 17 mm (e) 16 mm (M)	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
ANATEO[®] PLUS MINI	Digital	DS	10 mm à 10,5 mm	16 mm (H) 15 mm (e) 14 mm (M)	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRUS PLUS MIO	Digital	AR	12,7 mm	16 mm	1	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
SIRUS PLUS	Digital	AR	14,1 mm	18 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRUS PLUS MINI	Digital	AR	12,7 mm	16 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	-

AR : Face Arrière
DS : Double Surface
⊗ : Obligatoire

H : Hypermétrope
e : Emmétrope
M : Myope

¹Optimisation binoculaire : Recommandée

INTUITIV® PLUS



PREMIER

Le seul verre progressif qui s'adapte à la posture des droitiers et des gauchers.

100% des porteurs de verres progressifs sont soit droitier, soit gaucher. Ils n'adoptent pas les mêmes postures et pourtant, aujourd'hui, aucun verre progressif ne prend en compte cette différence fondamentale !

Un constat d'autant plus vrai aujourd'hui :

Les outils nomades font partie de notre quotidien. Ils révolutionnent les usages et sont consultables à tout moment et n'importe où !

L'usage de ces nouveaux outils interactifs et tactiles suscite de nouveaux besoins, notamment en vision de près et intermédiaire.



La solution

Intuitiv Plus, le premier verre progressif qui s'adapte à la posture et à la stratégie visuelle des droitiers et des gauchers.



Ergonomic Technology, la technologie comportementale !

Grâce à une meilleure compréhension du porteur dans son environnement et à une description très précise du parcours des yeux sur le verre, Intuitiv Plus est la première génération de verres progressifs qui tient compte de la posture spécifique des droitiers et des gauchers en leur offrant une solution dédiée.

ERGONOMIC
TECHNOLOGY™

3 BREVETS

VisionBooster, une nouvelle ère de verre progressif !

Grâce à de nouvelles technologies de calculs et de double surface progressive, il est maintenant possible d'effectuer une optimisation optique qui permet d'accéder à un domaine de performance jusque-là inaccessible !

VisionBooster™

3 BREVETS

Les bénéfices

- Fluidité de vision jamais atteinte;
- Confort de vision inégalé en vision de près et en vision intermédiaire;
- Liberté de posture dans toutes les activités quotidiennes;
- Adaptation immédiate;
- Vision naturelle à toutes les distances.

Intuitiv Plus existe également en version Mio pour aller plus loin dans l'individualisation

VERRE STANDARD



VERRE INTUITIV® PLUS




Les services associés



EYEMIO®

La solution de prise de mesures simple et précise



EYESTATION®

L'aide à la vente interactive



Il était une fois, les verres uniques...

La longueur de l'œil, son centre de rotation, la courbure de sa rétine peuvent varier énormément d'un œil à un autre. Ce qui engendre des besoins visuels spécifiques à chaque porteur.

- Plus l'œil est long, plus il a besoin d'un verre avec un large champ d'acuité.
- Plus l'œil est court, plus il a besoin d'un verre doux, avec des aberrations plus faibles.

Ces constats sont d'autant plus vrais en vision intermédiaire, distance que nous utilisons pour une grande partie de nos activités quotidiennes. C'est pourtant dans cette zone que le porteur ressent le plus d'inconfort aujourd'hui.

La solution

Anateo Plus associe la technologie brevetée Vision Booster Intermediate, notamment pour les porteurs connectés, à l'anatomie de l'œil pour un résultat unique répondant aux exigences visuelles de tous les porteurs.

VisionBooster Intermediate *VisionBooster*
Intermediate **BREVET**

Optimisation des champs en vision intermédiaire par stabilisation et élargissement

Anatomie de l'œil

Élargissement des champs en vision intermédiaire de façon différenciée pour les myopes et les hypermétropes :


- Des champs visuels plus larges pour le myope
- Une surface plus douce pour l'hypermétrope



Gestion des effets prismatiques : mise au point naturelle à toutes les distances

Repositionnement des zones de vision intermédiaire

- Plus haut dans le verre et plus loin du nez pour les myopes
- Plus bas dans le verre et plus proche du nez pour les hypermétropes



Les bénéfices

- Une vision de loin large et très stable
- Une vision de près naturelle et très précise pour toutes les activités demandant une netteté sans faille
- Une vision intermédiaire large, stabilisée et repositionnée permettant de ne pas chercher la zone nette dans le verre : le regard se positionne naturellement au bon endroit

Anateo Plus existe également en version Mio pour aller plus loin dans l'individualisation.

VERRE STANDARD



VERRE ANATEO® PLUS




Les services associés




EYEMIO®

EyeMio, la solution de prise de mesures simple et précise



EYESTATION®

EyeStation, l'aide à la vente interactive



Ne hochez plus la tête pour trouver la zone nette

Un verre progressif doit procurer une vision nette quelle que soit la distance et dans toutes les activités quotidiennes. Pourtant, il subsiste encore aujourd'hui des améliorations à apporter au niveau de la zone de vision intermédiaire des verres progressifs.

La solution

Sirus Plus offre une vision intermédiaire stable et élargie, notamment pour les porteurs connectés, grâce à sa technologie brevetée sur un verre progressif en surfaçage digital face arrière.

1

**STABILISATION DE
LA PUISSANCE EN
VISION INTERMÉDIAIRE**

- Variation de la puissance plus lente au niveau de la zone de vision intermédiaire
- Vision intermédiaire plus grande en hauteur
- Diminution des hochements de tête pour trouver la zone nette


2

**NAPPE D'ASPHÉRISATION
LOCALISÉE EN VISION
INTERMÉDIAIRE**

- Travail local de la zone de vision intermédiaire pour élargir ces champs sans compromis sur les autres zones de vision

*Vision***Booster**
Intermediate

BREVET¹



¹ Brevet en cours de dépôt



Sirus Plus

Ne hochez plus
la tête pour trouver
la zone nette

Les bénéfices

- Vision intermédiaire 50% plus large¹ et stabilisée pour minimiser les hochements de tête
- Vision de loin stable et précise
- Vision de près large et lecture naturelle
- Vision stable pendant les mouvements

Sirus Plus existe également en version Mio pour aller plus loin dans l'individualisation.

VERRE STANDARD



VERRE SIRUS PLUS



Les services associés




EYEMIO®

EyeMio, la solution de prise de mesures simple et précise



EYESTATION®

EyeStation, l'aide à la vente interactive



PULSEO® / PULSEO® PDM

Pour les porteurs actifs souffrant de fatigue visuelle

84% des porteurs de lunettes de 18 à 40 ans déclarent souffrir de fatigue visuelle. Rien d'étonnant à cela, leurs yeux sont sur sollicités tout au long de la journée. En effet, ces porteurs sont connectés en permanence, ils jonglent avec de nombreuses activités sociales et professionnelles, et ne veulent faire aucune concession. Les yeux n'arrivent plus à suivre le rythme !

Et si les unifocaux classiques n'étaient plus adaptés aux porteurs d'aujourd'hui ?

La solution

Le verre unifocal Pulseo® a été spécialement conçu en tenant compte du comportement visuel des 18-45 ans.

1

SOULAGEMENT DE L'ACCOMMODATION

Le système Activ'Boost est un léger **supplément de puissance** pour faciliter l'accommodation.

Il existe en 3 versions :

- +0.3 dioptrie
- +0.6 dioptrie
- +0.9 dioptrie

18 - 30 ANS	Pulseo® 0.3
30 - 40 ANS	Pulseo® 0.6
40 - 45 ANS	Pulseo® 0.9

2

PRISE EN COMPTE DE LA CONVERGENCE

Pour faciliter davantage la mise au point, les verres Pulseo® prennent en compte la **convergence des yeux** du porteur.

L'inset¹ varie selon la prescription du porteur.
Le verre se contrôle uniquement au point VL.
Puissance VL = Puissance commandée

3

PULSEO PDM

NEW

Le verre Pulseo® PDM prend en compte des paramètres additionnels du porteur. Il est adapté aux besoins du porteur, afin de maintenir les performances et les bénéfices du verre :

- Distance verre-œil
- Angle pantoscopique éloigné de la norme
- Monture galbée



[VOIR PARAMÈTRES DE PRISE DE MESURES >](#)

¹Décalage horizontal entre le PRP (Point de Référence du Prisme) et le centre de vision de près.

ASPHEO® / ASPHEO® PdM

Vision extra-large pour les porteurs d'unifocaux

L'œil s'habitue à un espace visuel parfois limité sans même le réaliser. Regarder ses films préférés sur un écran large plutôt que sur un écran 36 cm offre pourtant un confort évident ! Avec 100 000 mouvements par jour, l'œil a également un besoin constant de stabilité optique et de largeur de champ.




La solution

Le verre unifocal Aspheo offre une acuité parfaite en toute circonstance et une liberté visuelle totale au porteur.

Une optimisation rendue possible grâce au surfaçage digital

Qui calcule précisément chaque coordonnée du verre (puissance de sphère et cylindre). L'intégralité de la prescription est prise en compte pendant la fabrication du verre. Le verre est ainsi optimisé pour chaque direction du regard.



Aspheo PdM est un verre personnalisé qui s'adapte au visage et au style de la monture.

Grâce à la prise en compte de paramètres additionnels, Aspheo PdM conserve les performances d'acuité d'Aspheo. Aspheo PdM est particulièrement adapté aux conditions de port spécifiques :

- Distance verre-œil
- Angle pantoscopique éloigné du standard
- Monture galbée

Aspheo est particulièrement recommandé pour les porteurs à forte amétropie :

- Myopes avec sphère > 3.00 D
- Hypermétropes avec sphère > 2.00 D
- Astigmatas avec cylindre > 1.00 D

[VOIR PARAMÈTRES DE PRISE DE MESURES >](#)


Les bénéfices

- **Excellentes qualités optiques** :
netteté de vision sans précédent
- **Acuité parfaite en toute situation**
et pour toutes les directions de regard
- **Amélioration du confort visuel** :
champ visuel jusqu'à 30% plus large

En situation de conduite, de jour comme de nuit, l'acuité se doit d'être parfaite. L'œil doit régulièrement balayer un champ visuel large : du rétroviseur intérieur en haut à droite au rétroviseur extérieur en bas à gauche. Avec un verre standard, le conducteur a une perte d'acuité latérale et doit obligatoirement tourner la tête.

EXEMPLE : HYPERMÉTROPE ASTIGMATE DE + 2.00 (2.00)

VERRE UNIFOCAL STANDARD



ASPHEO / ASPHEO PdM



+ 26%
d'acuité visuelle
en périphérie

➔ DIRECTION DU REGARD

Les services associés



EYEMIO®

EyeMio, la solution de prise de mesures simple et précise



EYESTATION®

EyeStation, l'aide à la vente interactive



L'INDIVIDUALISATION

Une gamme complète de verres sur mesure

Les verres de la gamme Premium sont des verres de haute performance technologique.

Cependant, vos porteurs exigent toujours plus de performance et de précision.

La solution

L'individualisation :



Afin de maximiser le confort du porteur, nous tenons compte des paramètres individuels du porteur et de sa monture. Chaque zone du verre est calculée en fonction des paramètres de l'œil, du verre, de leurs positions relatives, de la monture et de la distance de lecture.



EYEMIO®

EyeMio, la solution de prise de mesures simple et précise



	MONTURE	CONDITIONS DE PORT			MORPHOLOGIE	LATÉRALITÉ MANUELLE
	 Position de la pupille dans la forme de la monture paramètre Digicali ou calibre	 Distance verre-œil	 Angle d'inclinaison de la monture	 Angle de galbe de la monture	 Distance de lecture	
INTUITIV® PLUS MIO	○	○	○	○	○	○
ANATEO® PLUS MIO	○	○	○	○	○	-
SIRUS PLUS MIO	○	○	○	○	○	-
ASPHEO PDM	○	○	○	○	-	-
PULSEO PDM	○	○	○	○	-	-

Les bénéfices

L'individualisation vous apporte la garantie d'offrir une surface progressive (ou unifocale) parfaitement adaptée et des performances visuelles optimales quels que soient le choix de monture, les conditions de port, la morphologie et la latéralité du porteur¹.


- **Vision de loin haute précision** : plus de contraste, plus de netteté
- **Zones de visions élargies** : champs panoramiques
- **Vision de près facilement accessible** et particulièrement confortable

Les services associés



EYEMIO®

EyeMio, la solution de prise de mesures simple et précise



EYESTATION®

EyeStation, l'aide à la vente interactive



¹ Disponible sur Intuitiv Plus Mio

GAMME ESSENTIEL

Une gamme complète de verres progressifs
aux designs reconnus et éprouvés

GAMME ESSENTIEL

YSEO™

i

EVOLIS® DS

QUADRO

La gamme Essentiel est composée de produits vous permettant d'offrir un rapport qualité/prix attractif. Leur performance est particulièrement reconnue en Europe.

Progressifs Essentiel

Une gamme complète de verres progressifs
aux designs reconnus et éprouvés

[VOIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES \(design et commande\) >](#)

ESSENTIEL

	CARACTÉRISTIQUES PRODUITS		BÉNÉFICES PORTEURS										POUR QUI ?
	YSEO™ YSEO™i	Individualisé suivant : Le style de vie du porteur Les conditions de port¹ Les effets prismatiques horizontaux et verticaux L'amétropie L'addition	 Activités sur mesure	 Port permanent	 Conduite	 Ultra confort	 Adaptation immédiate	 Champs larges	 Vision de près extra-large	 Style de vie	 Individualisation	Porteurs recherchant un verre ultra personnalisé en fonction de leur style de vie et de la monture de leur choix	
	EVOLIS® DS	Personnalisé suivant : Les effets prismatiques horizontaux et verticaux L'amétropie L'addition Optimisation binoculaire	 Multi activités	 Port permanent	 Conduite	 Confort	 Adaptation immédiate	 Champs larges				Porteurs recherchant un verre de référence pour un confort optimal	
	QUADRO QUADRO MINI	Optimisé suivant : L'addition	 Lecture	 Port permanent	 Conduite	 Champs larges	 Adaptation facile					Porteurs sensibles aux technologies et soucieux de leur budget	

¹ Exclutivité Yseo i

GAMME BBGR ESSENTIEL : OPTIMISATION DU DESIGN

DÉNOMINATION BBGR	DESCRIPTIONS TECHNIQUES				OPTIMISATION DU DESIGN								
	TECHNIQUE DE SURFAÇAGE	LOCALISATION SURFACE PROGRESSIVE	LONGUEUR DE PROGRESSION (85% ADD)	HAUTEUR DE MONTAGE RECOMMANDÉE	MULTIDESIGN PAR		POSITION DE LA VP OPTIMISÉE PAR INTÉGRATION DES EFFETS PRISMATIQUES		DESIGN OPTIMISÉ BINOCULAIREMENT PAR INTÉGRATION DE LA PRESCRIPTION DU 2 ^{ÈME} ŒIL	DESIGN OPTIMISÉ PAR INTÉGRATION DES FACTEURS ANATOMIQUES DE L'ŒIL - LONGUEUR - CENTRE DE ROTATION - COURBURE	OPTIMISATION DU DESIGN PAR PRISE EN COMPTE DU STYLE DE VIE	DESIGN OPTIMISÉ PAR PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE PORT	OPTIMISATION DE LA VI ET DE LA VP PAR INTÉGRATION DE LA FORME ET DES 1/2 ÉCARTS PUPILLAIRES
					AMÉTROPIE	ADDITION	HORIZONTALAUX	VERTICAUX					
YSEO i	Digital	AR	9,98 mm 10,55 mm 11,90 mm 12,85 mm 13,85 mm	14 à 18 mm									
YSEO	Digital	AR	9,98 mm 11,90 mm	14 à 18 mm									
EVOLIS DS	Digital	DS	10,4 mm à 12,2 mm	18 mm (H) 17 mm (e) 16 mm (M)					1				
SPECIO PROGRESSIF	Digital	AR	13,2 mm	18 mm					1				
QUADRO	Digital	AR	11,8 mm	18 mm									
QUADRO MINI	Digital	AR	10,7 mm	16 mm									

VI : Vision Intermédiaire
VP : Vision de Près

DS : Double Surface
AR : Face Arrière

H : Hypermétrope
e : Emmétrope

M : Myope

¹ Optimisation binoculaire : Recommandée

GAMME BBGR ESSENTIEL : PARAMÈTRES DE COMMANDES OBLIGATOIRES

DÉNOMINATION BBGR	DESCRIPTIONS TECHNIQUES				PARAMÈTRES DE COMMANDE OBLIGATOIRES								
	TECHNIQUE DE SURFAÇAGE	LOCALISATION SURFACE PROGRESSIVE	LONGUEUR DE PROGRESSION (85% ADD)	HAUTEUR DE MONTAGE RECOMMANDÉE	MONTURE					CONDITIONS DE PORT			LONGUEUR DE PROGRES- SION
					PRESCRIPTION DU 2 ^{ÈME} OEIL EN CAS DE COMMANDE MONOCULAIRE	1/2 ÉCARTS PUPILLAIRES	HAUTEURS PUPILLAIRES	COTES A,B,D	FORME	AGM ANGLE DE GALBE	AIM ANGLE D'INCLINAISON	DVO DISTANCE VERRE-OEIL	
YSEO i	Digital	AR	9,98 mm 10,55 mm 11,90 mm 12,85 mm 13,85 mm	14 à 18 mm	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm
YSEO	Digital	AR	9,98 mm 11,90 mm 13,85 mm	14 à 18 mm	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	-	-	-	14 mm 16 mm 18 mm
EVOLIS DS	Digital	DS	10,4 mm à 12,2 mm	18 mm (H) 17 mm (e) 16 mm (M)	⊗ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
QUADRO	Digital	AR	11,8 mm	18 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUADRO MINI	Digital	AR	10,7 mm	16 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DS : Double Surface
AR : Face Arrière

⊗ : Obligatoire
H : Hypermétrope

e : Emmétrope
M : Myope

¹Optimisation binoculaire : Recommandée

YSEO™ / YSEO™ i

Le verre progressif ultra-confortable conçu pour s'adapter à votre style de vie.

Tout au long de votre vie, votre environnement, votre style de vie et vos activités conditionnent votre façon de voir. Chacun d'entre vous a une identité visuelle qui vous rend unique.

Pourtant, la majorité des verres progressifs ne tient pas compte du style de vie du porteur.

La solution


Yseo, le verre progressif ultra-confortable adapté à votre style de vie

En fonction de l'identité visuelle de votre porteur, choisissez le verre progressif correspondant parfaitement à son style de vie. Des designs à géométries variables : des géométries adaptées aux activités quotidiennes de votre porteur.




YSEO 18

Le verre offrant une excellente vision dynamique et un très bon équilibre entre la vision de près, la vision intermédiaire et la vision de loin



YSEO 16

Le verre qui augmente légèrement la vision de près (15% de vision de près en plus que la version Yseo 18)¹




YSEO 14

Le verre avec une excellente vision de près (40% de vision de près en plus que la version Yseo 18)¹


Yseo i, le verre progressif ultra-personnalisé en fonction des conditions de port et de la monture de votre porteur

5 longueurs de progression pour s'adapter parfaitement aux styles de vie de vos porteurs :


LP 18 mm



LP 17 mm



LP 16 mm



LP 15 mm



LP 14 mm



Le verre offrant une excellente vision dynamique

Le verre polyvalent avec un léger renforcement de la vision de près (entre 15% et 30% de vision de près en plus que la version Yseo 18)¹

Le verre offrant une excellente vision de près (entre 30% et 40% de vision de près en plus que la version Yseo 18)¹



Yseo i : 4 prises de mesures pour adapter la monture parfaitement au porteur

CONDITIONS DE PORT		Distance verre-œil
		Angle d'inclinaison de la monture
		Angle de galbe de la monture
MONTURE		Position de la pupille dans la forme de la monture

Calibre/Digicali systématique pour optimiser la performance des verres Yseo et Yseo i

Pour Yseo i, si aucune valeur de progression n'est saisie, la longueur de progression sera de 18 par défaut

Les bénéfices

- Champs de vision optimisés pour tous les styles de vie
- Vision de près confortable et facile d'accès
- Parfait équilibre visuel tout au long de vos activités quotidiennes
- Liberté totale de choix de monture
- Pour toutes les conditions de port

VERRE STANDARD



VERRE YSEO i




Les services associés



EYEMIO®

EyeMio, la solution de prise de mesures simple et précise



GAMME D'INTÉRIEUR

Oubliez la fatigue visuelle sur écrans

Les outils numériques (ordinateurs, télévisions, smartphones, tablettes, consoles de jeux...) font partie de notre quotidien et le temps passé devant ces écrans est en constante augmentation.

Leur utilisation nous oblige à solliciter de plus en plus notre vision de près et intermédiaire et peut être source d'inconfort et de fatigue pour les yeux.

43 %¹ des actifs font face à un usage prolongé des écrans pendant leur journée de travail.

75 %² des utilisateurs souffrent du « Syndrome de la fatigue visuelle sur ordinateur ».



La solution

Une gamme complète pour réduire la fatigue visuelle de tous les porteurs !

Cette gamme est également proposée en BluV Xpert pour une protection optimale contre la lumière bleue (indices 1,6 et 1,67)




EasyWork PROGRESSIF

Le verre progressif d'intérieur qui optimise la vision sur écrans.

- Une optimisation de la vision intermédiaire et de près
- Facilité d'accès aux zones de vision intermédiaire et de près
- Une zone de vision de loin en haut du verre pour un usage complet en intérieur

DISTANCE CONFORTABLE VUE DU DESSUS



EasyWork MI-DISTANCE

Pour les jeunes presbytes qui souhaitent bénéficier de champs ultra-larges sur écrans.

- Une optimisation des visions de près et intermédiaire
- Un surfaçage digital face arrière


DISTANCE CONFORTABLE VUE DU DESSUS




Les bénéfices

- Confort optimal sur écrans
- Combiné à Neva Max Blue UV, la fatigue visuelle est diminuée, le contraste rehaussé et les effets d'éblouissements réduits
- Protège des rayons UV

VERRE STANDARD



VERRES GAMME D'INTÉRIEUR ASSOCIÉS À NEVA MAX BLUE UV



Les services associés




EYEMIO®

EyeMio, la solution de prise de mesures simple et précise



EYESTATION®

EyeStation, l'aide à la vente interactive



GAMME SPECIO™

Certaines déficiences visuelles ne peuvent pas être corrigées par des verres classiques.

La solution

Pour couvrir toutes les corrections, même les amétropies les plus fortes, BBGR propose :

- Gamme Specio Direct
- Gamme Specio sur Devis



GAMME SPECIO DIRECT

Gammes, puissances, options et tarifs définis

Simple commande

Téléphone, fax, EDI

Livraison

→ Délai : 11 à 14 jours selon traitements.

Si rajout d'options : délai personnalisé en fonction du type de verre choisi, minimum 15 jours (demande de devis / étude)

Des solutions esthétiques et performantes pour les fortes amétropies

Une offre de verres organiques couvrant les puissances extrêmes

- Sphères de -40 à +30 D
- Cylindre jusqu'à 12,50 D
- Prisme jusqu'à 15 D
- Addition jusqu'à 5,00 D

Une gamme de verres étendue

- Matériaux organiques 1.5 et 1.67
- Traitements : Neva® Resist + UV, Neva+ UV, Tonic ou Nu
- Coloration : teintes classiques ou filtres spéciaux (nous consulter)
- Digicali : recommandé
- Facettes : possibilité de facettes concave, convexe et plan
- Bases spéciales

Conseil et commande simplifiés

- Choix de facettes prédéfini en fonction de l'amétropie
- Prise de commande par fax et par EDI

Une offre claire et une réponse immédiate pour vos clients

- Prix définis : disponibles dans le tarif et les catalogues électroniques

Recommandations :

- Contactez votre agence pour toute commande de verres
- Pas de calcul d'épaisseur possible dans Opsysweb

SPECIO DEVIS

Demande de devis / étude

Formulaire spécial Digicali par fax

Étude agence devis / réponse

Calcul des verres, vues en coupe, épaisseurs...

Validation fabrication

Livraison

→ Délai personnalisé en fonction du type de verre choisi, minimum 15 jours

Gamme de verres très spécifique et personnalisable - prescriptions complexes - ergonomies visuelles particulières

1. Étude et formulation des besoins du porteur

La gamme « SPECIO sur devis » offre une multitude de possibilités répondant aux cas de prescription et d'ergonomie les plus complexes.

De nombreuses options de personnalisation sont réalisables :

- Facettes : diamètre d'ouverture, forme, bords concaves, plans ou convexes, finition des arêtes sont à préciser.
- Polymérisation de lentilles ou de segments : puissances, forme, taille, position et données de centrage sont à préciser. Il faut également tenir compte de toutes les contraintes liées au porteur et à sa monture.

Préalablement à toute commande, une étude approfondie de la solution proposée au porteur est nécessaire via votre agence commerciale.

2. Étude de faisabilité / devis

L'étude de faisabilité et le devis réalisés en amont de la commande permettent de valider ou d'affiner la solution avec le porteur. Elle vous est transmise par votre agence dans les meilleurs délais (en général 2 jours sont nécessaires pour réaliser l'étude).

3. Fabrication

Les verres « SPECIO sur devis » sont le fruit d'une expérience et d'un savoir-faire uniques. Ils nécessitent également la réalisation d'outils de fabrication spécifiques pour chaque commande. Les étapes de fabrication sont nombreuses, complexes et difficilement reproductibles.

4. Délai de livraison

Les délais indiqués sont par conséquent communiqués à titre informatif et ne sont pas garantis.

5. Marquage CE

Les verres « SPECIO sur devis » obtenus par procédé de génération de facettes ou par polymérisation répondent à des besoins visuels très spécifiques, ils peuvent ne pas répondre aux exigences générales.

GAMME SPECIO™

Nos solutions sur-mesure pour les corrections visuelles extrêmes

Pour répondre au mieux aux besoins de vos porteurs, voici quelques conseils :

1. Pour les fortes puissances, le choix de la monture est déterminant.

Dimension monture :

- Petite monture : verre plein champ possible.
- Grande monture : verre à ouverture optique recommandée.

De façon générale, il faut privilégier une monture :

- À tenons déportés, la plus petite possible
- Dont l'angle pantoscopique est faible
- Avec des petits cercles bien inscrits autour des yeux

Dans tous les cas, l'esthétique doit composer avec les contraintes optiques et morphologiques.

2. Centrage des verres bifocaux et trifocaux

Ces recommandations peuvent être adaptées en fonction des besoins spécifiques du porteur.

À l'horizontale :

Milieu du segment aligné avec l'écart en VP

À la verticale :

→ Pour les bifocaux :

Sommet du segment tangent au bas de l'iris ou à la paupière inférieure

→ Pour les trifocaux :


Sommet du segment tangent au bas de la pupille

3. Taillage


Il y a plusieurs contraintes techniques liées aux verres et à la monture.

Les verres de la gamme Specio peuvent être taillés sur une meuleuse numérique ou automatique.

Il est nécessaire de régler la pression exercée afin d'obtenir un cycle à efforts de coupe plus léger. De plus, certaines meuleuses proposent un cycle de taillage type « biseau guidé » qui permet de positionner le biseau de façon optimum.



BORD DE LA PAUPIÈRE INFÉRIEURE



BORD INFÉRIEUR DE LA PUPILLE

GAMME SPECIO™

Nos filtres spéciaux

Les filtres spéciaux ont été spécialement conçus pour vos porteurs atteints d'une déficience visuelle.

Les filtres spéciaux améliorent **la perception des contrastes, la netteté des formes** et procurent au porteur un **meilleur confort visuel**.

Le traitement **UV color** (coupure des UV en face avant du verre) est systématique.

Le choix du filtre est subjectif ; celui-ci doit s'effectuer après **essai préalable du porteur**, en tenant compte de son environnement lumineux.

Teinte		Taux de transmission	Coupure UV
Jaune 400	 064	75%	400 nm
Jaune 450	 105	82%	450 nm
Jaune Orange 400	 065	65%	400 nm
Jaune Orange 440	 066	50%	440 nm
Jaune Orange 450	 068	25%	450 nm
Jaune Orange 500*	 BF1	66%	500 nm
Jaune Orange 511*	 BF2	49%	511 nm
Jaune Orange 527*	 BF3	43%	527 nm
Orange 416	 070	55%	416 nm
Brun Rouge 440	 074	8%	440 nm
Brun Rouge 460	 075	3%	460 nm
Brun Rouge 550*	 BF4	25%	550 nm

*Uniquement disponible sur :
 Specio Unifocal 1.50 à facette
 Specio Unifocal 1.50
 Specio Progressif 1.50
 Specio Cristall 1.50
 Specio Cristall DF 1.50
 Specio OC28 1.50
 Specio OR38 1.50
 OR22 1.50
 Unor Filtre

GAMME CLASSE A

La gamme 100% santé

Avec BBGR vous bénéficiez d'une gamme complète de verres en « Classe A », pour répondre aux exigences de la réforme 100% Santé et de la nouvelle nomenclature.

- Conçue à partir de géométries éprouvées en unifocal, mi-distance et progressif
- Une montée en indices de matériaux selon la prescription
- Un traitement antireflet et durci systématique

Les grilles de fabrication de chaque indice correspondent à celles définies par le gouvernement.



	1,5	1,6	1,67	1,74
UNIFOCAL DE STOCK AR	✓	✓	✓	✓
UNIFOCAL DE FABRICATION AR	✓	✓	✓	✓*
MI-DISTANCE AR	✓	✓		
PROGRESSIF AR	✓	✓	✓	✓
UNIFOCAL FORTE PUISSANCE AR	✓		✓	
PROGRESSIF FORTE PUISSANCE AR	✓		✓	✓
DOUBLE FOYER ROND AR	✓			
DOUBLE FOYER COURBE AR		✓		
DOUBLE FOYER SEGMENT ROND FORTE PUISSANCE AR	✓			

TRAITEMENTS BBGR

La gamme antireflet

Les verres antireflets BBGR sont le fruit de traitements de haute technologie. Ils garantissent une qualité optique irréprochable, la tenue du traitement dans le temps, la qualité de surface, la réduction des reflets parasites, la résistance à la rayure, à la salissure et à la poussière.

	FILTRE LUMIÈRE BLEUE	PROTECTION UV ¹	RÉSISTANCE RAYURE	RÉSISTANCE SALISSURES ET EAU	ANTISTATIQUE	TRANSMISSION	RÉSISTANCE THERMIQUE & MÉCANIQUE	CONDUITE DE NUIT	FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
NEVA MAX UV AVEC NIGHT DRIVE BOOST		✓	Techno Max Résistant ++	+++	Couche antistatique	Multicouches Transmission	++	OUI	Taillage simplifié sans sticker
NEVA MAX BLUE UV	 ²	✓	Techno Max Résistant ++	+++	Couche antistatique	Multicouches Transmission	++	-	Taillage simplifié sans sticker
NEVA® RESIST + UV		✓	Renforcée +++	+++	Couche antistatique	Multicouches Transmission	Renforcée +++	-	Taillage simplifié sans sticker
NEVA + UV	-	✓	Résistant ++	+++	Couche antistatique	Multicouches Transmission	++	-	Taillage simplifié sans sticker
DIAM'S	-	-	Résistant +	+	-	Multicouches Transmission	+	-	Taillage Classique
NET BLUE UV l'antireflet pour enfant contre la lumière bleue	 ²	✓	Résistant +	+	-	Multicouches Transmission	+	-	Taillage Classique
NET UV l'antireflet pour enfant	-	✓	Résistant +	+	-	Multicouches Transmission	+	-	Taillage Classique
NEVA GUARD SUN UV - Uniquement en face arrière et sur verres solaires - UV color inclus sur OR 15	-	✓	Résistant +++ Amélioré face avant	+++	Couche antistatique	-	+	-	Taillage simplifié sans sticker
AR CLASSE A	-	-	Résistant	-	-	-	+	-	Taillage Classique

¹ En fonction des indices

² Selon la plage visible considérée, avec ou sans spectre bleu

LA PROTECTION UV POUR TOUS

Pour vos yeux aussi, adoptez le réflexe « protection UV »


Les UV sont dangereux pour l'œil

Vos clients sont exposés aux UV quotidiennement :

- De façon indirecte : 50% des UV qui atteignent les yeux le sont par réflexion (sur trottoirs, etc.)
- Partout : à l'extérieur comme à l'intérieur et par tous les temps : 42% des UV sont reçus hors plein soleil.

Les verres standard ne protègent que partiellement :

- La réflexion des UV en face arrière atteint l'œil.
- Les antireflets agissent comme des miroirs à UV.



La solution

Des verres antireflets qui offrent un maximum de protection.

NEVA® RESIST + UV

Créez des souvenirs, pas des rayures

Les verres de lunettes peuvent être rayés à de multiples occasions. Ces rayures sont gênantes et irréversibles pour les porteurs.

Presque 4 années...

900 jours de recherche & développement

Recherche du traitement optimisé à partir de 20 **concepts différents**

Plus de 5000 verres testés en interne et externe

Plus de 20 tests effectués pour vérifier l'efficacité du produit

Test de transmission, test de reflexion dans le visible et UV, test de résistance à l'abrasion, test de corrosion, test d'adhérence, test cosmétique, test de bordure, test de nettoyage, test de résistance mécanique, test normatif (pour CEN, FDA et CNIS) et test antistatique.

La solution

Elaboré conformément aux besoins des porteurs, NEVA RESIST + UV est un traitement antireflet ultra résistant aux rayures dont l'abrasion est accrue de 20%. Il est également capable de supporter des contraintes thermiques et mécaniques élevées. En plus, d'une protection complète des UV, Neva Resist permet d'éliminer la saleté, l'eau et la poussière, ce qui assure un nettoyage sans effort.



Les bénéfices

Résistance accrue aux rayures dans toutes les activités quotidiennes



Résistance à la chaleur améliorée (principale cause de craquelures)



Confort visuel avec moins de reflets




Nettoyage sans effort (saleté, eau, poussière)



Protection complète (face avant et arrière) contre les rayons UV nocifs*



*Sauf indice 1.5



NEVA® MAX BLUE UV



Pour réduire la fatigue visuelle

Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment exposés à la lumière bleue (Haute Énergie Visible) issue des lumières artificielles et des outils numériques (écrans d'ordinateur, télévisions, tablettes, consoles de jeux...)

Cette lumière bleue génère de la fatigue visuelle.




La solution

L'antireflet Neva Max Blue UV pour des yeux moins fatigués et mieux protégés, idéal pour les porteurs passant de longues heures sur des écrans.

LA TECHNOLOGIE BREVETÉE

La technologie Blue Filter de Neva Max Blue UV permet de réduire efficacement la lumière bleue transmise par la face avant du verre sur les longueurs d'onde 400-500 nm.



Les bénéfices

La technologie Blue Filter : pour réduire la fatigue visuelle

- Moins d'éblouissement
- Un contraste rehaussé
- Un stress visuel diminué

Neva Max Blue UV : protection et confort au quotidien

En plus de réduire la fatigue visuelle, le traitement antireflet Neva Max Blue UV vous procure une transparence optimale et une protection au quotidien.



Antireflet



Plus de contraste



Anti-traces



Antistatique



Résistant aux
micro-rayures



ANTIREFLET STANDARD



NEVA MAX BLUE UV



Les services associés



EYESTATION®

EyeStation, l'aide à la vente interactive



NEVA® MAX UV AVEC NIGHT DRIVE BOOST


En situation de conduite, les porteurs se sentent souvent mal à l'aise la nuit.
Or 90% des informations qu'ils perçoivent passent par la vision.

De plus, pour la moitié d'entre eux la principale gêne occasionnée par la conduite de nuit est l'éblouissement, provoqué par les phares des autres véhicules.*



La solution

L'antireflet Neva Max UV associé à la technologie Night Drive Boost est idéal pour les conducteurs éblouis en conduite de nuit tout en gardant les mêmes performances de jour.



LA TECHNOLOGIE BREVETÉE

Cet antireflet permet de réduire les effets de halos lumineux et augmente les contrastes en situation de conduite de nuit.

Une vision améliorée la nuit en situation de conduite, sans compromis sur la transparence ni sur l'esthétique des verres.




La lumière bleu-violet est présente dans de nombreuses sources lumineuses : le soleil, certains éclairages artificiels, certains outils digitaux.

La technologie BluV® Xpert, intégrée au cœur du matériau, protège les yeux des porteurs contre les UV et filtre la lumière bleu-violet⁽¹⁾

La solution

Les nouveaux verres BluV® Xpert sont conçus pour un **port quotidien**. Ils apportent une **protection 2 en 1** contre les UV et une filtration de la lumière bleu-violet⁽¹⁾ quel que soit l'indice du matériau, y compris l'indice 1.50.

Les bénéfices



Protection accrue contre les UV et filtration de la lumière bleu-violet⁽¹⁾

→ Les verres BluV® Xpert peuvent être combinés au traitement Neva® Max UV, pour une **protection** accrue contre les **réflexions des UV en face arrière**.

→ La combinaison des verres BluV® Xpert avec Neva® Max Blue permet d'accroître la **filtration de la lumière bleu-violet⁽¹⁾** et les **réflexions UV en face arrière**.

⁽¹⁾ La lumière bleu-violet se situe entre 400 et 455 nm, comme indiqué par la norme ISO TR20772:2018.

⁽²⁾ Protection UV complète dans le verre et filtre à minima 20% de la lumière bleu-violet entre 400 et 455 nm, comme indiqué par la norme ISO TR20772:2018.

LES VERRES DYNAMIQUES TRANSITIONS® GEN S™ : LA SOLUTION QUI ALLIE RAPIDITÉ, STYLE ET VISION

Transitions®
Gen S™

Transitions® GEN S™ fournit des performances inégalées avec un objectif unique : allier vitesse, niveau d'assombrissement et couleurs esthétiques à tous les stades d'activation, sans aucun compromis sur la performance :


- **ATTEINT LA CATÉGORIE 3 EN 25 SECONDES¹.**
- **REDEVIENT CLAIR EN MOINS DE 2 MINUTES².**
- **LA GAMME LA PLUS LARGE DU MARCHÉ** : 8 couleurs lumineuses.
- **BLOQUENT 100% DES UVA ET UVB.**
- **FILTRENT JUSQU'À 32% DE LA LUMIÈRE BLEU-VIOLET** à l'état clair et jusqu'à 85% à l'état foncé³.

Transitions®
Gen S™

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VERRES

La vie est en mouvement permanent, exposant nos yeux à des variations de lumière constantes. Les verres clairs traditionnels ne répondent pas suffisamment à ces besoins changeants. 9 porteurs sur 10 considèrent que leurs verres ne doivent pas uniquement corriger la vue⁴. C'est pourquoi Transitions® GEN S™ est la nouvelle référence en matière de verres, s'adaptant à chaque rythme de vie pour une expérience dynamique et inédite.

- GEN SPEED™ : Un verre ultra-réactif à la lumière.
- GEN STYLE™ : Une palette de 8 couleurs spectaculaire pour des associations de montures infinies.
- GEN SMART™ : Une vision Haute définition qui s'adapte à votre rythme : retour à une vision optimale 40% plus rapide lorsque les verres redeviennent clairs^{5(1,2)}



¹ Tests sur verres Gris en polycarbonate et CR39, avec un retour à l'état clair atteignant 18% de taux de transmission à 23°C.

² Tests sur verres Gris en polycarbonate et CR39, comparés à la génération précédente.

³ Tests sur verres en polycarbonate et CR39, toutes couleurs confondues. La lumière bleu-violet se situe entre 400 et 455 nm (ISO TR 20772:2018).


⁴ 93% des porteurs recherchent des lunettes qui améliorent leur vision au delà d'une simple correction. Transitions Optical, Étude consommateur sur le lien entre Vision et Protection, (CAWI), US, T4 2021, Viktahu, N = 1000.

⁵¹ : Étude contrôlée randomisée avec masquage des sujets, sur 10 participants en bonne santé pré-entraînés (29,5 ± 4,01 ans), Université de Murcie, 2023. Test de la sensibilité au contraste pendant le retour à l'état clair avec des verres Transitions® GEN S™ Gris avec traitement antireflet, comparés aux verres Transitions® Signature® GEN 8™ Gris avec traitement antireflet. Chercheur principal : Prof. Pablo Artal.

⁵² : Tests sur verres Transitions® GEN S™ Gris, indice 1,6, avec traitement antireflet haut de gamme, comparés aux verres Transitions® Signature® Gen 8™, indice 1,6 avec traitement antireflet haut de gamme

TRANSITIONS XTRACTIVE NEW GENERATION : DÉFIEZ LA LUMIÈRE INTENSE


Les verres Transitions® XTRActive® New Generation sont les verres les plus foncés, offrant la meilleure protection contre la lumière¹, même intense, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et même en voiture. Idéal pour les personnes très sensibles à la lumière, ils offrent une expérience visuelle maximisée grâce à leurs performances améliorées.



Les plus foncés
par températures
élevées²



Les plus foncés
en voiture³




Clairs avec une
légère teinte
protectrice à
l'intérieur



Bloquent 100% des UVA
et UVB. Filtrent la lumière
bleu-violet à l'intérieur
et l'extérieur⁴

Des verres miroirs pour une seconde paire tendance

(disponibles uniquement en 1.6 et en XTRActive New Generation)



Recommandé avec
les teintes suivantes :

Argent Or Bleu Violet Bleu Vert
Gris Brun Gris Gris

Couleurs non contractuelles
La conduite de jour comme de nuit n'est pas autorisée
pour certaines combinaisons miroirs / teintes.

Couleurs non contractuelles
La conduite de nuit n'est pas autorisée pour
certaines combinaisons miroirs / teintes.

À l'intérieur → effet miroité léger / À l'extérieur → effet miroité intense

¹ Les plus foncés par températures élevées et en voiture, bloquent 100 % des rayons UVA et UVB et offrent dans l'ensemble la meilleure filtration contre la lumière bleu-violet dans toutes les situations* dans la catégorie des verres photochromiques allant de clairs à très foncés. *Filtre la lumière bleu-violet (entre 400 et 455 nm ISO TR 20772:2018) parmi les verres gris CR 39 et polycarbonates avec un traitement anti-reflet premium : filtre (i) jusqu'à 45 % à l'intérieur à 23°C, (ii) jusqu'à 64 % derrière un pare-brise (iii) jusqu'à 86 % à l'extérieur à 23°C et (iv) jusqu'à 83 % à l'extérieur à 35°C.

² Catégorie des verres photochromiques passant du clair au très foncé. Basé sur des tests avec verres gris en polycarbonate et en 1.5, testés à 35 °C, atteignant < 18%T et selon la méthode de test standard de Transitions Optical.

³ Catégorie des verres photochromiques passant du clair au très foncé. Basé sur des tests avec verres gris en polycarbonate et en 1.5, testés à 23 °C derrière le pare-brise, atteignant entre 18% T et 43% T.

⁴ Protection contre la lumière bleu-violet (380-460 nm) mesurée à l'intérieur à 23 °C, à l'extérieur à 23 °C et à 35 °C, sur des verres gris en 1.5 et en polycarbonate et dans la catégorie des verres photochromiques passant du clair au très foncé.

TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED : LES SEULS VERRES PHOTOCHROMIQUES POLARISANTS




Une innovation de pointe dans la gamme XTRActive® : En alliant les bénéfices des verres intelligents avec la polarisation dynamique, les verres Transitions® XTRActive® Polarized™ offrent des performances uniques. Une expérience visuelle maximisée, une vision plus nette et des couleurs plus contrastées à l'extérieur. Une protection optimale pour les porteurs fréquemment exposés aux lumières intenses et aux reflets éblouissants.



Une efficacité de
polarisation
jusqu'à 90 %²



S'activent aussi
en voiture³



Clairs avec une
légère teinte
protectrice à
l'intérieur



Bloquent 100% des UVA
et UVB. Filtrent la lumière
bleu-violet à l'intérieur
et l'extérieur⁴

Disponibles en :



Gris

¹ EcoOptics Limited, Pr. Nicholas Roberts, « Quantitative study evaluating the visual benefits of the polarization properties of lenses », 2019/2020

² Basé sur des tests avec des verres gris, tous matériaux confondus, à 23 °C, selon la norme ISO 12312-1

³ Basé sur des tests avec des verres gris, tous matériaux confondus, à 23 °C, atteignant une transmission inférieure à 45% à 23 °C derrière un pare-brise classique.

⁴ Basé sur des tests avec des verres gris, tous matériaux confondus, à 23 °C.

COLLECTION SOLEIL

Habillez votre regard, protégez vos yeux

La Collection Soleil de BBGR **intègre un large choix de solutions solaires** pour vous permettre de satisfaire tous les besoins des porteurs.

NEOSUN™

La révolution solaire



Xperio®

*Tellement plus
qu'un verre solaire*



MIROIRS

*Effet miroir,
reflétez votre style !*



COULEURS

*Personnalisez
votre regard*



.....
↑
Neva® Guard Sun UV
.....
↓



[RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE >](#)

[DEGRÉ DE PROTECTION DES VERRES SOLAIRES >](#)

[PROFILS DE DÉGRADÉS >](#)

NEOSUN™

Les verres NeoSun™ sont des verres solaires de prescription, unifocaux ou progressifs, qui s'adaptent à tous les styles de montures, même les plus cambrées.

Votre client souhaite non seulement des lunettes de soleil à sa vue mais aussi un look à son goût ? Alors fini les compromis esthétiques, avec NeoSun™ vous lui proposerez un très large choix de montures.

**NEOSUN,
BASE 3, 6, 7 ET 8**



Bases adaptées aux montures solaires

L'offre NeoSun™ est disponible en bases 3, 6, 7 et 8.



Diamètres larges

L'offre est déclinée sur de grands diamètres (jusqu'à 100 mm) pour couvrir toute la monture.



Pas de compromis sur le style

NeoSun™ est disponible avec toutes les teintes de la gamme Couleurs, Miroirs, et Xperio®



Garantie d'un montage de qualité

Il est nécessaire de commander l'option DigiFit avec NeoSun™



NEOSUN BASE 7 ET 8

En plus des bénéfices de Neosun™ offre des designs développés avec une optimisation du calcul.



Compensation prismatique

Pour éviter la fatigue oculaire due à la déviation du regard sur les montures cambrées.



Compensation optique

Pour éliminer les distorsions périphériques et les erreurs de puissance.



PRISE DE COMMANDE

NeoSun™ Classique

- Digicali obligatoire
- Angle de galbe de la monture à renseigner (cliquez dans « paramètres spéciaux »)
- Base automatique en fonction de la prescription du porteur

NeoSun™ base 3 et NeoSun™ base cambrée

- Digicali obligatoire
- Angle de galbe de la monture à renseigner (cliquez dans « paramètres spéciaux »)
- Base du verre à renseigner

[OUTIL DE MESURE DE L'ANGLE DE GALBE DE LA MONTURE >](#)

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Certaines combinaisons de teintes / miroirs ne sont pas compatibles avec la conduite.



[MIROIRS ET CONDUITE : RECOMMANDATIONS D'USAGE >](#)





Les verres polarisants Xperio® offrent à vos clients le nec plus ultra en matière de verres solaires. Réduction des éblouissements, qualité de vision exceptionnelle et grand choix de teintes.

Les verres Xperio® :

- Éliminent l'éblouissement par réverbération
- Améliorent la perception du contraste du relief et des couleurs




Lorsque la lumière se reflète sur une surface plane, les ondes réfléchies vibrent horizontalement à haute intensité




Un filtre polarisant est inséré entre les deux faces du verre Xperio®. Il est orienté perpendiculairement à la lumière polarisée pour bloquer la lumière réfléchie par réverbération qui génère des éblouissements.

- ✓ **Qualité et confort de vision exceptionnels dans toutes les activités en extérieur**




- ✓ **Plus grande sécurité au volant**

SANS VERRE XPERIO®



AVEC VERRE XPERIO®



Le port de verres polarisants Xperio® diminue le temps de réaction et raccourcit donc la distance de freinage. À 50 km/h, la distance gagnée est de plus de 4 m¹.

- ✓ **Large choix de teintes**

	Brun	Gris	Gris US	Prune	Bleu	Ambre	Kaki
Teintes unies (cat. 3)							
Teintes dégradées (cat. 3/2)							

Couleurs non contractuelles

¹ Source : Survey contrast sensitivity and reaction times with polarized and tinted lenses in a driving environment - Institute for Vision research, Manhattan Vision Associates program, # 5331 – association for research in Vision and ophthalmology 2009.



PRISE DE COMMANDE

→ **Verres Xperio (Gris, Gris US, Brun)**

Dans Opsysweb rubrique « commande de verres », dans le menu de gauche, sélectionnez un indice et un traitement (Neva Guard Sun UV de préférence), et un type de verre Xperio avec la couleur associée.

→ **Verres Xperio (Prune, Bleu, Ambre, Kaki)**

Sélectionnez un indice, un traitement (Neva Guard Sun UV de préférence) et un type de verre « Xperio ». Cliquez sur « ajouter », les options de colorations sont proposées sur la page suivante.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Certaines combinaisons de teintes Xperio® / miroirs ne sont pas compatibles avec la conduite.

CONSULTEZ NOTRE FICHE >


MIROIRS

Les miroirs sont devenus un incontournable de la mode en collection solaire !
Choisissez **parmi nos 16 miroirs** celui qui reflétera vraiment le style de votre client et s'harmonisera le mieux avec sa monture.

Le miroir **Argent** s'associe désormais à nos teintes Pastels pour un look tendance.



Les miroirs chauds sont recommandés avec une teinte **Brun** ou **Xperio Brun** catégorie 3



Les miroirs froids sont recommandés avec une teinte **Gris** ou **Xperio Gris** catégorie 3



Le miroir Bleu Azur est recommandé avec une teinte **Gris US** ou **Xperio Gris US** catégorie 3





PRISE DE COMMANDE

→ Avec des miroirs classiques

Ouvrez Opsysweb rubrique « commande de verres », dans le menu de gauche, choisissez un indice et sélectionnez « Tonic » dans le menu déroulant « Traitements » à gauche. Choisissez un type de verre blanc. Sur la page suivante, choisissez votre couleur de miroir dans l'option « Traitement » et la teinte correspondante dans l'option « Coloration ». Un traitement antireflet haut de gamme est automatiquement inclus pour toute commande de miroir.

→ Avec des miroirs Argent sur Teintes Pastels

Sélectionnez l'indice 1.5, le traitement « Tonic » puis un type de verre blanc (disponible sur Unor et Quadro uniquement). Veillez à choisir les designs Unor et Quadro dont le libellé contient « Teinte Tend Sp Past » et cliquez sur « ajouter ». Les options de colorations sont proposées sur la page suivante. Sur cette page, sélectionnez également l'option « Miroir Argent » dans l'onglet « Traitement ».

→ Avec des verres polarisants Xperio®

Dans le menu de gauche, choisissez un indice et sélectionnez « Tonic » dans le menu déroulant « Traitement » à gauche. Sélectionnez un verre Xperio® dans la liste de produits à droite associée à la couleur souhaitée. Sur la page suivante, choisissez votre couleur de miroir dans l'option « Traitement ». Un traitement antireflet haut de gamme est automatiquement inclus pour toute commande de miroir.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

→ Conduite

Certaines combinaisons teintes / miroirs ne sont pas compatibles avec la conduite.

[CONSULTEZ NOTRE FICHE >](#)

→ Apparence du miroir

L'apparence d'un miroir dépend de plusieurs facteurs : la teinte du verre, sa courbure, la prescription du porteur, les conditions de luminosité... En particulier, deux miroirs de même appellation commandés sur deux verres de courbure différente n'auront pas la même apparence.

[CONSULTEZ NOTRE FICHE >](#)


→ Teinte perçue

La combinaison d'une teinte et d'un miroir peut changer la couleur perçue de la teinte initiale.

[CONSULTEZ NOTRE FICHE >](#)

COMPOSITION D'UN MIROIR :

Livré avec la couche bleue sur les 2 faces du verre pour faciliter le montage.
Ôtez cette couche avant de les monter.



MIROIRS ET CONDUITE : RECOMMANDATIONS D'USAGE

Selon la réglementation européenne*, l'opticien est obligé d'informer le porteur des restrictions d'usage de ses verres.

Les verres sont considérés comme non adaptés à la conduite automobile lorsque :

- Leur transmission est inférieure à 8% pour la conduite de jour
- Leur teinte ne permet pas de reconnaître les signaux lumineux
- Leur transmission est inférieure à 75% pour la conduite de nuit
- Ils ne corrigent pas la vision de loin (par exemple, verres « mi-distance » pour presbytes)

TEINTE/MIROIR	Teinte sans miroir	Argent	Bronze	Orange	Or Rose	Kaki	Bronze Light	Silver Light	Vert Émeraude	Violet	Vert Light	Bleu Azur	Rose
Gris cat. 3	●	●	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✗
Xperio Gris cat. 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*
Brun cat. 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xperio Brun cat. 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris US cat. 3	●	●	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xperio Gris US cat. 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XTRActive Gris	●	✗	●	●	●	●	●		●	●	●		
XTRActive Graphite Green	●	✗	●	●	●	●	●		●	●	●		
XTRActive Brun	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
Bleu Pastel cat. 1		●											
Parme Pastel cat. 1		●											
Mauve Pastel cat. 1		●											
Rose Pastel cat. 1		●											

● Pas de restriction

● Non autorisé pour la conduite de nuit

✗ Non autorisé pour la conduite, ni de jour ni de nuit

* Sur indice 1.6 uniquement

NB : La combinaison d'une teinte et d'un miroir peut changer la couleur perçue de la teinte initiale.

IMPACT DE LA COURBURE DU VERRE SUR L'APPARENCE DU MIROIR

L'apparence d'un miroir dépend de plusieurs facteurs : la teinte du verre, sa courbure, la prescription du porteur, les conditions de luminosité... En particulier, deux miroirs de même appellation commandés sur deux verres de courbure différente n'auront pas la même apparence. Les images suivantes en sont l'illustration (illustrations uniquement - couleurs non contractuelles).

MIROIR / TEINTE	Base plate	Base plan	Base cambrée
Violet sur teinte Gris			
Argent sur teinte Gris			
Vert Émeraude sur teinte Gris			
Argent Light sur teinte Gris			
Vert Light sur teinte Gris			
Rose sur teinte Gris			

MIROIR / TEINTE	Base plate	Base plan	Base cambrée
Orange sur teinte Brun			
Bronze sur teinte Brun			
Bronze Light sur teinte Brun			
Or Rose sur teinte Brun			
Kaki sur teinte Brun			
Bleu Azur sur teinte Gris US			
Argent sur teinte Bleu Pastel			
Argent sur teinte Parme Pastel			
Argent sur teinte Mauve Pastel			
Argent sur teinte Rose Pastel			

COULEURS

Classiques ou colorées, unies ou dégradées, claires ou foncées...

Offrez à votre client **près de 80 combinaisons possibles** de teintes pour habiller son regard au gré de ses envies.



LES CLASSIQUES									LES TENDANCES						LES PASTELS			
INTENSITÉ	BRUN	GRIS	NOIR	GRIS US	BLEU ENCRE	BORDEAUX	KAKI	BRUN US	JAUNE FRAÎCHEUR	BLEU VIBRANT	ROSE FLAMBANT	ORANGE CORSE	VIOLET ABSOLU	MAUVE TENDRE	BLEU PASTEL	PARME PASTEL	MAUVE PASTEL	ROSE PASTEL
0																		
1																		
2																		
3																		
4																		
3/0																		

NB : Ne pas confondre intensité et classe de protection. L'intensité (1, 2, 3, 4) des teintes classiques correspond aussi à leur classe de protection. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les teintes Tendances et Pastels.
Miroir Argent disponible sur les teintes Pastels.

[CONSULTEZ NOTRE FICHE POUR PLUS D'INFORMATIONS >](#)



DISPONIBILITÉS

→ Verres non correcteurs

Verres blancs à colorer, OR 15 :
• Base 6 et 8 diamètre 72

→ Verres de prescription

Les teintes classiques sont disponibles sur l'ensemble de la gamme et des indices. Les teintes Tendances et Pastels sont disponibles sur Unor et Quadro seulement en indice 1.5
Le traitement Neva® Guard Sun UV n'est disponible qu'en indice OR 15 et OR 16 sur les teintes classiques.

PRISE DE COMMANDE

→ Teintes classiques

Ouvrez Opsysweb rubrique « commande de verres ».
Sélectionnez un indice, un traitement (Neva Guard Sun UV de préférence), un type de verre blanc.
Cliquer sur « ajouter », les options de colorations sont proposées sur la page suivante.

→ Teintes Tendances, Pastels et spéciales (sur modèle)

Sélectionnez l'indice 1.5, le traitement « Tonic » puis un type de verre blanc (disponible sur Unor et Quadro uniquement).
Veillez à choisir les designs Unor ou Quadro dont le libellé contient « Teinte Tend Sp Past » et cliquez sur « ajouter ».
Les options de colorations sont proposées sur la page suivante. Pour les teintes tendances, vous pouvez également sélectionner l'option « UV color » dans l'onglet « Coloration », qui permet de couper les UV à 380 nm en face avant du verre.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

→ Conduite

Les teintes de catégories 1 à 4 ne sont pas recommandées pour la conduite de nuit. Les teintes de catégorie 4 ne sont pas recommandées pour la conduite (de jour et de nuit).

→ Perception des couleurs

Certaines teintes peuvent altérer la perception des couleurs.


LES PROFILS DE DÉGRADÉS

Pour des lunettes de soleil esthétiques et confortables


Notre offre de dégradés change

Des nouveaux profils de dégradés qui répondent mieux aux tendances actuelles


3 PROFILS DE DÉGRADÉS SUR LES VERRES TEINTÉS : C3/0



[OUTILS DE MESURE DÉGRADÉ COURT >](#)




[OUTILS DE MESURE DÉGRADÉ CLASSIQUE >](#)



[OUTILS DE MESURE DÉGRADÉ LONG >](#)

1 PROFIL DE DÉGRADÉ SUR LES VERRES POLARISANTS XPERIO : C3/2



[VOIR DÉTAILS DES DISPONIBILITÉS >](#)

NEVA® GUARD SUN UV

Des verres solaires parfaitement protégés

Tous les verres solaires n'apportent pas la même protection contre les rayons du soleil. Avec **Neva® Guard Sun UV** proposez à votre client une protection optimale contre les UV, y compris ceux qui sont réfléchis sur la face arrière du verre.

Le traitement **Neva® Guard Sun UV** repose sur la technologie Ionic Shield. Appliqué en face avant du verre, ce bouclier confère au traitement une meilleure durabilité.

Résultat : des verres impeccables plus longtemps.

LES IMPACTS NÉFASTES DES UV SUR LES YEUX SONT SOUVENT MÉCONNUS

En tant que professionnel de santé, il est important de sensibiliser vos porteurs à l'importance de bien protéger leurs yeux contre les UV, en leur rappelant que :




Les UV peuvent être responsables de dommages irréversibles pour nos yeux. Ils sont notamment un des facteurs contribuant à l'apparition de la cataracte¹.



Les UV menacent nos yeux toute l'année. 40% de notre exposition annuelle intervient lorsque nous ne sommes pas en plein soleil².



Les enfants sont particulièrement sensibles aux UV. Leur cristallin étant plus transparent, il filtre peu ces rayons néfastes pour leurs yeux. En-dessous de 10 ans, l'œil d'un enfant laisse passer environ 7 fois plus de rayons que l'œil d'un adulte³.



Jusqu'à 50% des rayons UV qui atteignent la face arrière des verres peuvent être réfléchis vers l'œil⁴. Or la plupart des verres solaires ne sont pas optimisés pour bloquer les UV en face arrière. Ils n'apportent donc pas une protection complète pour nos yeux.

Le traitement Neva® Guard Sun UV permet d'absorber les rayons UV en face arrière du verre :

- Protection optimale contre les rayons UV
- Réduction de l'éblouissement provenant des rayons UV réfléchis en face arrière



Antireflet




Plus de contraste



Anti-traces



Résistance contre les rayures améliorée face avant



Antistatique



Résistant aux micro-rayures



Protection UV

COMPOSITION D'UN VERRE NEVA® GUARD SUN UV



TECHNOLOGIE BREVETÉE IONIC SHIELD

Résistance à la rayure
et aux salissures améliorée
en face avant

DURCI

TEINTE

DURCI

TRAITEMENT FACE ARRIÈRE

Antisalissure

Antireflet

Résistance aux rayures

Protection UV face arrière

1 Kolozsvari L, Nogradi A, Hopp B, Bor Z. UV absorbance of the human cornea in the 240- to 400-nm range. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002;43(7):2165-2168.

2 Citek K, Andre B, Butler JJ et al. The Eye and Solar Ultraviolet Radiation: New understandings of the hazards, costs, and prevention of morbidity. Report of a roundtable. June 2011. Calculation based on urban workers in the northern hemisphere.

3 Fishman GA. Ocular phototoxicity: guidelines for selecting sunglasses. Surv Ophthalmol. 1986; 31(2):119-24.

4 Citek K. Anti-reflective coatings reflect ultraviolet radiation. Optometry 2008; 79:143-148.



PRISE DE COMMANDE

Ouvrez Opsysweb rubrique « commande de verres ». Choisissez un indice et sélectionnez « Neva® Guard Sun UV » dans le menu déroulant « Traitements ».

Pour les teintes, sélectionnez type de verre blanc puis cliquez sur « ajouter ».

Les différentes options de colorations sont proposées sur la page suivante dans le menu déroulant « Coloration ».

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Neva® Guard Sun UV n'est pas compatible avec les colorations tendances et avec les miroirs. Dans le cas des colorations tendances, il est néanmoins possible de choisir le traitement « UV Color » (dans « autres traitements ») qui permet de couper les UV à 380 nm en face avant du verre.

LA GAMME SOLAIRE BBGR OPTIQUE : DISPONIBILITÉS

		GAMME PREMIUM						GAMME ESSENTIEL						UNIFOCAUX ORGANIQUES DE PRESCRIPTION						PULSEO® / PULSEO® PDM				ASPHEO®/ASPHEO® PDM					NEOSUN™ PROGRESSIF ET UNIFOCAL
		1.5	1.53	1.59	1.6	1.67	1.74	1.5	1.53	1.59	1.6	1.67	1.74	1.5	1.53	1.59	1.6	1.67	1.74	1.5	1.6	1.67	1.74	1.5	1.59	1.6	1.67	1.74	1.6
LES TEINTES	Teintes Classiques unies																												
	Cat. 0 à 4 : Noir, Brun, Gris, Gris US	●	×	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	×	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	×	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾	●	●	●	●
	Cat. 1 à 4 : Bleu Encre, Bordeaux, Brun US, Kaki	●	×	×	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●
	Teintes dégradées « Court », « Classique » et « Long »																												
	Cat. 3/0 : Noir, Brun, Gris, Gris US	●	×	×	●	●	● ⁽⁶⁾	●	×	×	●	●	● ⁽⁶⁾	●	×	×	●	●	● ⁽⁶⁾	●	●	●	● ⁽⁶⁾	●	×	●	●	● ⁽⁶⁾	●
	Cat. 3/0 : Bleu Encre, Bordeaux, Brun US, Kaki	●	×	×	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●
	Teintes Tendances et Pastels unies																												
	Cat. 0 à 3 : Jaune Fraîcheur, Bleu Vibrant, Rose Flam-bant, Orange Corsé, Violet Absolu, Mauve Tendre	×	×	×	×	×	×	● ⁽³⁾	×	×	×	×	×	×	● ⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Cat. 0: Rose Pastel Cat. 1: Bleu, Parme, Mauve Pastel	×	×	×	×	×	×	● ⁽³⁾	×	×	×	×	×	×	● ⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Teintes spéciales unies et dégradées	×	×	×	×	×	×	● ⁽³⁾	×	×	×	×	×	×	● ⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
LES MIROIRS	Sur verre teinté Tonic - Cat. 3 Gris, Brun ou Gris US	●	×	●	●	×	×	● ⁽⁴⁾	×	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	×	×	●	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●
	Sur teinte Xperio® Tonic - Cat. 3 Gris, Brun ou Gris US	●	×	×	●	×	×	● ⁽⁶⁾	×	×	● ⁽⁶⁾	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Sur verre Transitions XTRActive NG Tonic - Gris, Brun ou Gris US ⁽⁷⁾	●	×	×	●	×	×	● ⁽⁴⁾	×	×	● ⁽⁴⁾	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
VERRES POLARISANTS XPERIO®	Teintes unies																												
	Cat. 3 Brun, Gris, Gris US	●	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	● ⁽⁵⁾	×	● ⁽⁵⁾	● ⁽⁵⁾	● ⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Cat. 3 Prune, Bleu, Ambre, Kaki	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● ⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Teintes dégradées																												
	Cat. 3/2 : Brun, Gris, Gris US, Prune, Bleu, Ambre, Kaki	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● ⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
TRAITEMENT NEVA® GUARD SUN UV	Teintes classiques unies																												
	Cat. 3 et 4 : Noir, Brun, Gris, Gris US	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	
	Teintes dégradées « Court », « Classique » et « Long »																												
	Cat. 3/0 : Noir, Brun, Gris, Gris US	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	
	Verres polarisants Xperio® unies et dégradées																												
	Cat. 3 et Cat. 3/2 : Brun, Gris, Gris US	●	×	×	● ⁽²⁾	● ⁽²⁾	×	●	×	×	● ⁽²⁾	×	×	● ⁽⁵⁾	×	×	● ⁽²⁾⁽⁵⁾	● ⁽²⁾⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Cat. 3 et Cat. 3/2 : Prune, Bleu, Ambre, Kaki	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● ⁽⁵⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

Non compatible sur BluV Xpert

(1) Cat. 0 à 3 uniquement

(2) Sauf en dégradé

(3) Quadro uniquement

(4) Sauf Aptive

(5) Sur Unor et Tilium seulement

(6) Disponible en dégradés "Court" et "Classique" uniquement

(7) Sauf sur les miroirs Rose

RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE

Tous les verres BBGR, traités ou non, répondent aux normes européennes.

Le marquage CE figurant sur chacun de nos sachets garantit la conformité de nos produits aux exigences du Règlement Européen (UE) 2017/745.

La réglementation européenne a été conçue pour garantir aux porteurs la qualité visuelle ainsi que le niveau de performance et de sécurité de leurs verres.

Les exigences du Règlement Européen (UE) 2017/745 entraînent des responsabilités, pour nous, fabricant, comme pour vous, professionnel de l'optique.

Implications pour l'opticien

**Obligation d'informer le porteur
des restrictions d'usage de ses verres :**

Verres non adaptés à la conduite automobile.

Les verres sont considérés comme non adaptés à la conduite automobile lorsque :

- Leur transmission est inférieure à 8% pour la conduite de jour,
- Leur transmission est inférieure à 75% pour la conduite de nuit,
- Leur teinte ne permet pas de reconnaître les signaux lumineux¹.
- Ils ne corrigent pas la vision de loin (exemple : verres « mi-distance » pour presbytes).

Obligation d'informer le porteur sur le bon usage du produit :

Degré de protection solaire des verres.

Cinq catégories de protection solaire ont été définies. Chacune d'entre elles correspond à un niveau de transmission dans le visible garantissant une protection UV minimum. Elles s'appliquent à tous les verres teintés et aux verres photochromiques. Le porteur doit être informé de la catégorie d'appartenance de ses verres et des indications d'usage correspondantes (voir page suivante).

DEGRÉ DE PROTECTION DES VERRES SOLAIRES

CONVIENT POUR...	CATÉGORIES	TAUX DE TRANSMISSION MAX UVA 315 À 380 NM	TAUX DE TRANSMISSION MAX UVB 280 À 315 NM	TAUX DE TRANSMISSION DANS LE VISIBLE (TV)	TEINTES ORGANIQUES	TEINTES MINÉRALES	CONDUITE DE JOUR	CONDUITE DE NUIT
	0 Confort Esthétique	100% du Tv	5% du Tv	au-delà de 80% et jusqu'à 100%	Teintes 0 unies : Brun, Gris, Gris US, Noir Teintes Tendance : Bleu vibrant 0, Mauve tendre 0, Orange corsé 0.1, Rose flambant 0, Jaune fraîcheur 0.1.2.3, UV Color naturel Teinte Pastel unie : Rose	CAP 18% : Brun sur tout indice Phototint (tout indice) : état clair	oui	oui
	1 Faible luminosité solaire	100% du Tv	5% du Tv	au-delà de 43% et jusqu'à 80%	Teintes 1 unies : Brun, Gris, Gris US, Noir, Bleu encre, Bordeaux, Kaki, Brun US Teintes Tendance : Bleu vibrant 1, Mauve tendre 1, Orange corsé 2.3, Rose flambant 1.2.3, Violet absolu 0.1 Teintes 1 Pastels unies : Bleu, Parme, Mauve	CAP 35% : Brun sur tout indice	oui	oui
	2 Luminosité solaire moyenne	50% du Tv	1% du Tv	au-delà de 18% et jusqu'à 43%	Xperio polarisant teintes dégradées Teintes 2 unies : Brun, Gris, Gris US, Noir, Bleu encre, Bordeaux, Kaki, Brun US Teintes 3 dégradées : Brun, Gris, Noir, Bleu encre, Bordeaux Teintes Tendance : Bleu vibrant 2, Mauve tendre 2.3, Violet absolu 2.3	CAP 85% : Brun sur indice 1,5 Phototint (tout indice) : état foncé	oui	non
	3 Forte luminosité solaire	50% du Tv	1% du Tv	au-delà de 8% et jusqu'à 18%	Xperio polarisant teintes unies Teintes 3 unies : Brun, Gris, Gris US, Noir, Bleu encre, Bordeaux, Kaki, Brun US Teinte Tendance : Bleu vibrant 3	CAP 85% : Brun sur indice 16 et 17	oui	non
	4 Luminosité solaire exceptionnelle	1 % du Tv	1% du Tv	au-delà de 3% et jusqu'à 8%	Xperio polarisant teintes unies Teintes 4 unies : Brun, Gris, Gris US, Noir, Bleu encre, Bordeaux, Kaki, Brun US		non	non

Remarques :

- Ne sont pas autorisés pour la conduite : Les teintes de catégorie 4 / Les teintes sur verres minéraux associées à des CAP 18% et 35% / Un équipement comprenant un verre dépoli / Les colorations Bleu Vibrant unies 2 et 3.
- Pas de changement de classe avec les miroirs, sauf les miroirs Bronze (tous indices ouverts) et Rose (en 1.6) qui ne sont pas autorisés pour la conduite. Les autres miroirs ne sont pas recommandés pour la conduite de nuit.
- Les teintes > 1 sur UV Color déterminent la catégorie et l'utilisation pour la conduite.
- Les Phototints sur teintes minérales sont caractérisés en plan 20/10 mm.
- Pour plus de détails, consultez la norme NF EN ISO 8980-3

LES MATÉRIAUX ORGANIQUES

Un large choix d'indices pour toutes les corrections

La matière organique permet de réaliser des verres légers et résistant aux chocs. En fonction des différentes matières organiques existantes, les verres peuvent être également très minces et ils sont utilisables pour tous types de montures.

	OR 15	OR 15 BLUV XPRT	TRIVEX	TILIUM	OR 16	OR 16 BLUV XPRT	OR 167	OR 167 BLUV XPRT	OR 174
CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES SUR VERRES BLANCS									
INDICE	1,502	1,502	1,532	1,591	1,601	1,597	1,665	1,665	1,736
CONSTRINGENCE	58	58	46	31	38	40	32	32	31
DENSITÉ	1,31 g/cm ²	1,31 g/cm ²	1,11 g/cm ²	1,20 g/cm ²	1,30 g/cm ²	1,30 g/cm ²	1,36 g/cm ²	1,35 g/cm ²	1,46 g/cm ²
COUPURE UV	355 nm	403 nm	396 nm	380 nm	398 nm	407 nm	395 nm	408 nm	400 nm

	OR 15	TRIVEX	TILIUM	OR 16	OR 167	OR 174
CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES SUR VERRES TRANSITIONS GEN S						
INDICE	1,500	1,530	1,591	1,610	1,665	1,733
CONSTRINGENCE	58	46	31	38	32	33
DENSITÉ	1,31 g/cm ²	1,11 g/cm ²	1,20 g/cm ²	1,30 g/cm ²	1,36 g/cm ²	1,46 g/cm ²
COUPURE UV	398 nm	400 nm	400 nm	400 nm	400 nm	405 nm
CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES SUR VERRES TRANSITIONS XTRACTIVE						
INDICE	1,500	-	1,591	1,610	1,665	-
CONSTRINGENCE	60		31	38	32	
DENSITÉ	1,27 g/cm ²		1,20 g/cm ²	1,30 g/cm ²	1,36 g/cm ²	
COUPURE UV	400 nm		390 nm	400 nm	405 nm	

	OR 15	TRIVEX	TILIUM	OR 16	OR 167	OR 174
LES BÉNÉFICES	Idéal pour la coloration	Résistant aux chocs	Ultra-résistant aux chocs	Léger et protection UV	Fin et plat	Ultra-fin et plat
POUR QUI ?	Porteurs à la recherche d'un équipement standard	Porteurs ayant des faibles ou moyennes amétropies	À destination des enfants et des sportifs	Porteurs à la recherche d'équipements de référence	Porteurs recherchant confort et esthétique accrus pour toutes les corrections	Porteurs exigeants à la recherche d'esthétique et de confort. Idéal pour les fortes corrections

L'épaisseur maîtrisée

Bonne pratique de la commande des verres au calibre

L'épaisseur des verres réalisés en mode Digicali est calculée spécifiquement en fonction de votre client et de la monture qu'il a choisie. Le système de référence est le Boxing.

Les informations nécessaires

→ La forme du gabarit de la monture

Son dessin à l'échelle 1, tracé avec soin en respectant l'horizontalité

→ Les cotes de la monture : A, B, le pont D

→ Les cotes de montage

1. Les 1/2 écarts pupillaires droit (Pd) et gauche (Pg)
2. Les hauteurs de montage Hd et Hg mesurées en Boxing

→ L'épaisseur minimum désirée, au bord du verre taillé ou au trou de perçage

Ou à défaut, le type de montage à réaliser


Dans quels cas conseiller les verres au calibre ?

- **Pour les verres convexes**, lorsque le diamètre minimum utile est inférieur au diamètre standard
- **Pour les verres toriques** dont l'axe du cylindre positif est proche de $0^\circ (\pm 30^\circ)$
- **Pour les verres prismatiques**
- **Pour les montages techniques** : percés, « nylor », crantés...

Étude produit

En cas de doute sur l'utilité d'une réalisation de verres en mode Digicali, vous pouvez faire une demande d'étude d'épaisseur à votre agence

Vous utiliserez à cette fin le même document que celui destiné à passer vos commandes.



HAUTEURS PUPILLAIRES
(BOXING) : MESURÉES PAR
RAPPORT À LA TANGENTE
INFÉRIEURE AU CALIBRE

Commande à l'aide d'une des 9 formes « type » calibre

CHOIX D'UNE FORME « TYPE »










1

TENIR COMPTE DE LA
POSITION LA PLUS ÉLOIGNÉE
DU CENTRE OPTIQUE

2

CHOISIR LA FORME LA PLUS
APPROCHANTE PARMİ
LES 9 FORMES « TYPE »

9 FORMES TYPE



MONTAGE ET MISE EN ŒUVRE

NEVA® MAX UV AVEC NIGHT DRIVE BOOST | NEVA® MAX BLUE UV | NEVA® RESIST+ UV | NEVA® + UV

MONTAGE FACILE, SANS STICKER

Pour faciliter le montage, ces verres sont recouverts d'une couche de protection qui garantit leur mise en œuvre quel que soit le type de montage. Plus besoin de sticker ! Les risques de désaxage sur les verres hydrophobes disparaissent et un simple essuyage suffit avant la livraison au client.


MODE OPÉRATOIRE



- Lorsque vous sortez le verre de sa pochette, prenez soin de ne pas toucher la couche bleue.
- Meulez, rainez, percez et contrôlez votre verre en conservant cette couche bleue.
- Avant de monter le verre, ôtez la couche bleue sur les deux faces du verre à l'aide d'un chiffon de coton. Vous verrez apparaître la couleur du reflet résiduel.

ASPHEO®

MONTAGE



ASPHEO

ASPHEO PdM

Les verres sont gravés et tracés distinctement droit et gauche. Le centrage se fait « pleine pupille » sans appliquer l'abaissement du centre optique.

TRIVEX®


MISE EN ŒUVRE

Trivex® est l'alternative au 1.5 :

- Matériau plus léger
- Coupe 100% des UV
- Très résistant à l'impact
- Sans tension
- Idéal pour les montages rainés et percés

- Le blocage du verre se fait en mode « faible pression »
- Le meulage se fait sur cycle adapté, et prévoit la récupération des résidus d'ébauche par filtration

- Pour le perçage : utilisez des forets bien affûtés (50 perçages maxi.) à vitesse et pression modérées
- C'est un matériau qui ne comporte aucune tension interne, donc il n'y a pas de précaution particulière au niveau montage (perçage ou crantage)
- Résistance chimique : pas de réserve par rapport aux produits de nettoyage et solvants



RÈGLE DE MONTAGE

→ Ne pas exercer de pression trop forte sur le matériau

MONTURE PERCÉE

- Utiliser des forets bien affûtés en carbure de Tungstène (50 perçages poly. maximum). Vitesse moyenne et pression modérée afin d'éviter tout échauffement de la matière
- Afin d'éviter les éventuelles tensions et d'optimiser le montage, nous préconisons de réaliser un chanfrein au bord des trous
- Insérer des rondelles (nylon) entre têtes de vis et le verre, idem pour l'écrou opposé

MONTURE RAINÉE (NYLOR)

- Raineuse habituelle mais sans eau
- Éviter une pression trop forte
- Vitesse modérée, ne pas tendre trop le fil nylon
- Tension du fil modérée

NETTOYAGE

Conseils d'entretien

- Eau et savon
- Alcool dénaturé
- Produit en spray destiné au nettoyage des verres antireflet

Ne pas utiliser de solvants type acétone, éther, ammoniac, trichloréthylène, alcool méthylique et eau de Cologne... Ces solvants risquent d'attaquer le matériau non vernis sur le biseau (ou le champ du montage glace), et au niveau des trous de perçage. Ne pas utiliser de produits huileux.

EASYWORK

Commande et montage

1

EASYWORK
MI-DISTANCE

COMMANDE


→ Puissance vision de près + dégression
(1,00 D ; 1,50 D ; 2,00 D)

RÈGLES DE MONTAGE

→ Horizontalement: demi-écart vision de près
→ Verticalement: hauteur de montage pleine pupille

Hauteur minimum de montage: 12 mm

Hauteur de la dégression: 22 mm



2


EASYWORK
PROGRESSIF

COMMANDE

→ Comme un autre verre progressif
→ Puissance de vision de loin + addition

RÈGLES DE MONTAGE

→ Comme un verre progressif classique
→ Hauteur minimum du centre de la pupille au bas de la monture: 13 mm
→ Demi-écart pupillaire en vision de loin
→ Boxing ≥ 30 mm



ANISOMÉTROPIE ET VERRES PROGRESSIFS


Dans le cas d'une anisométrie, la différence de puissance OD/OG induit une différence d'effet prismatique dans le méridien vertical et peut engendrer un inconfort de vision de près.

Le concept des verres progressifs implique un abaissement des lignes de regard pour atteindre la zone de vision de près. Plus on s'éloigne du centre optique du verre, plus l'effet prismatique induit augmente (Cf. règle de Prentice).

- Progressif classique : la zone VP est généralement à 14 mm en-dessous du centre optique
- Progressif court : la zone VP est généralement à 10 mm en-dessous du centre optique

RÈGLES DE PRENTICE $P \Delta = D_L \times D$

P : valeur du prisme
 D_L : puissance du verre
D : distance du point de mesure du prisme au centre optique (valeur exprimée en cm)



PRINCIPE DE PRISE EN CHARGE

Si la différence d'effet prismatique est supérieure à l'amplitude de fusion verticale et qu'il n'y a pas neutralisation de l'un des yeux, le porteur peut présenter les signes fonctionnels suivants :

- VL : bonne acuité, vision binoculaire confortable
- VP : bonne acuité, bon confort monoculaire, mais lecture prolongée difficile en binoculaire

AMPLITUDE DE FUSION VERTICALE MAXIMALE : LA VALEUR EST EN MOYENNE DE 2Δ .

Si il n'y a pas neutralisation de l'une des images par le cerveau, l'adaptation est théoriquement possible :

- Avec un verre progressif classique pour une anisométrie jusqu'à 1,50 D
- Avec un verre progressif court pour une anisométrie jusqu'à 2,00 D

EN PRATIQUE

- Procéder à une simulation sur lunettes d'essai :
- Correction vision de près + prisme induit
- Dans le cas du progressif classique
- Dans le cas du progressif court si nécessaire

En cas de rejet par le porteur, on optera pour deux paires de lunettes en unifocaux ou une paire en double foyer à compensation prismatique verticale.

Exemple

OD : +1,5	add 2,50
OG : +2,00 (+1,00) 0°	add 2,50
DANS L'AXE VERTICAL : OD : +1,50 OG : +3,00	ANISOMÉTRIE AXE VERTICAL : (+3,00) - (+1,50) = +1,50

- PROGRESSIF CLASSIQUE
 PRISME INDUIT EN VP
 $P\Delta = 1,50 \times 1,4 \text{ (cm)} = 2,1\Delta$
 > à l'amplitude de fusion verticale.
Risque d'inadaptation s'il n'y a pas neutralisation d'une des images.
- PROGRESSIF COURT
 PRISME INDUIT EN VP
 $P\Delta = 1,50 \times 1,0 \text{ (cm)} = 1,50\Delta$
 < à l'amplitude de fusion verticale.
L'adaptation est possible.

COMBINAISON DE PRISMES

Comment déterminer la valeur et l'orientation du prisme résultant de l'association de deux prismes ?
La résolution graphique est la méthode la plus simple.

1

1^{ER} CAS : L'ORDONNANCE COMPREND DEUX PRISMES

PRINCIPE

- Définir une échelle. Ex : 1 cm = 1 D
- Représenter le 1^{er} prisme par un vecteur dont la flèche indique l'orientation de la base
- Depuis la pointe de la flèche du premier vecteur, représenter le 2^e prisme de la même manière

Exemple

OD + 1,00 (+ 0,50) 70° PRISME 2 D BASE 0° ASSOCIÉ À 4 D BASE À 90°

PRISME RÉSULTANT

- Valeur du prisme =
Dimension du vecteur $OF^* = 4,5 \text{ cm} = 4,5 \text{ D}$
- Orientation du prisme = angle $a = \text{base } 63^\circ$

* Attention à l'échelle.

2


2^{ÈME} CAS : PRESCRIPTION D'UN VERRE PROGRESSIF OU MI-DISTANCE ASSOCIÉ À UN PRISME

PRINCIPE

Les verres progressifs et mi-distance présentent systématiquement un prisme d'équilibrage afin d'optimiser leurs épaisseurs.

VALEUR DU PRISME D'ÉQUILIBRAGE

- Intuitiv Plus Mio, Intuitiv Plus, Anateo Plus Mio, Anateo Plus, Anateo Plus Mini,
- Evolis DS, Sirius Plus Mio, Sirius Plus, Sirius Plus Mini, Quadro, Quadro Mini, Aptive, Aptive Mini : 2/3 addition base à 270°
- Pour déterminer le prisme résultant, utiliser la même méthode graphique que dans le 1^{er} cas
- Point de contrôle du prisme au « centre optique » à mi-distance entre les deux gravures




POSITION DU CENTRE OPTIQUE VISION DE PRÈS

Recherche du centre optique vision de près. Le centre optique est un point pour lequel il n'y a pas déviation du rayon lumineux. Le centre optique de vision de près sera situé à l'intersection de la droite FD et F'L avec les lentilles.

1

1^{ER} CAS : VISION DE LOIN CONVEXE ET VISION DE PRÈS CONVEXE : O ENTRE L ET P


Exemple : $D_L = +5,00$
 $\Delta p = 2,50$
 $D_p = +7,50$



3

3^{ÈME} CAS : VISION DE LOIN CONCAVE ET VISION DE PRÈS CONCAVE : O AU-DESSUS DE L

Exemple : $D_L = -5,00$
 $\Delta p = 2,50$
 $D_p = -2,50$



L : CENTRE OPTIQUE DE VISION DE LOIN

D_L : PUISSANCE DU VERRE DE LOIN


P : CENTRE OPTIQUE ET GÉOMÉTRIQUE DE LA PASTILLE ADDITIONNELLE

Δp : PUISSANCE DE L'ADDITION


2

2^{ÈME} CAS : VISION DE LOIN CONCAVE ET VISION DE PRÈS CONVEXE : O EN-DESSOUS DE P

Exemple : $D_L = -1,00$
 $\Delta p = 2,50$
 $D_p = +1,50$



RÉCAPITULATIF DES TROIS CAS



3^{ème} cas ●

1^{er} cas ●

2^{ème} cas ●

O : CENTRE OPTIQUE DE VISION DE PRÈS


D_p : PUISSANCE DU VERRE DE PRÈS

F'_L : LE Foyer IMAGE DU VERRE DE LOIN

F_Δ : LE Foyer OBJET DE LA PASTILLE

OUTIL DE PRISE DE MESURE NEOSUN

Mesure de l'angle de galbe de la monture




Pour toute commande d'un verre NeoSun™ base 3 ou NeoSun™ base cambrée,
l'angle de galbe de la monture et la base du verre doivent être renseignées.
Pour toute commande d'un verre NeoSun™ classique, seul l'angle de galbe est à renseigner.



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.

DÉGRADÉ COURT

Mesure du profil de Dégradé Court




La zone de dégradé commence à partir de la ligne horizontale qui se situe 4 mm au-dessus du Point de Référence du Prisme (PRP) ou du centre géométrique.

Pour les verres progressifs, le PRP n'est pas la croix de centrage.

DÉGRADÉ CLASSIQUE

Mesure du profil de Dégradé Classique



La zone de dégradé commence à partir de la ligne horizontale qui se situe 4 mm au-dessus du Point de Référence du Prisme (PRP) ou du centre géométrique.


Pour les verres progressifs, le PRP n'est pas la croix de centrage.



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.

DÉGRADÉ LONG

Mesure du profil de Dégradé Long




La zone de dégradé commence à partir de la ligne horizontale qui se situe 4 mm au-dessus du Point de Référence du Prisme (PRP) ou du centre géométrique.

Pour les verres progressifs, le PRP n'est pas la croix de centrage.

GAMME PREMIUM – INTUITIV PLUS MIO



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
INTUITIV PLUS MIO OR 15	 20	
INTUITIV PLUS MIO TRIVEX	 20	 
INTUITIV PLUS MIO TILIUM	 20	  P
INTUITIV PLUS MIO OR 16	 20	  6
INTUITIV PLUS MIO OR 167	 20	  67
INTUITIV PLUS MIO OR 174	 20	  74

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

CONTRÔLE DES PUISSANCES :

Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.


Le paramètre latéralité est représenté pour un porteur droitier

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)

GAMME PREMIUM — INTUITIV PLUS



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
INTUITIV PLUS OR 15	20	20
INTUITIV PLUS TRIVEX	20	20
INTUITIV PLUS TILIUM	20	20
INTUITIV PLUS OR 16	20	20
INTUITIV PLUS OR 167	20	20
INTUITIV PLUS OR 174	20	20

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

Le paramètre latéralité est représenté pour un porteur droitier

- Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)


CONTRÔLE DES PUISSANCES :

Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

GAMME PREMIUM — ANATEO PLUS MIO



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
ANATEO PLUS MIO OR 15	O 30	O + 30
ANATEO PLUS MIO TRIVEX	O 30	O + 30 *
ANATEO PLUS MIO TILIUM	O 30	O + 30 P
ANATEO PLUS MIO OR 16	O 30	O + 30 6
ANATEO PLUS MIO OR 167	O 30	O + 30 67
ANATEO PLUS MIO OR 174	O 30	O + 30 74

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajoutée en nasal au-dessus du micro-cercle

CONTRÔLE DES PUISSANCES :


Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)

GAMME PREMIUM — ANATEO PLUS



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
ANATEO PLUS OR 15	O 30	O + 4
ANATEO PLUS TRIVEX	O 30	O + 4 *
ANATEO PLUS TILIUM	O 30	O + 4 P
ANATEO PLUS OR 16	O 30	O + 4 6
ANATEO PLUS OR 167	O 30	O + 4 67
ANATEO PLUS OR 174	O 30	O + 4 74


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée :
18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)

GAMME PREMIUM — ANATEO PLUS MINI



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
ANATEO PLUS MINI OR 15	O 30	O + M
ANATEO PLUS MINI TRIVEX	O 30	O + M
ANATEO PLUS MINI TILIUM	O 30	O + M
ANATEO PLUS MINI OR 16	O 30	O + M
ANATEO PLUS MINI OR 167	O 30	O + M
ANATEO PLUS MINI OR 174	O 30	O + M


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)

GAMME PREMIUM — SIRUS PLUS MIO



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
SIRUS PLUS MIO OR 15	O 30	O Si+ 5
SIRUS PLUS MIO TRIVEX	O 30	O Si+ *
SIRUS PLUS MIO TILIUM	O 30	O Si+ P
SIRUS PLUS MIO OR 16	O 30	O Si+ 6
SIRUS PLUS MIO OR 167	O 30	O Si+ 67
SIRUS PLUS MIO OR 174	O 30	O Si+ 74

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

CONTRÔLE DES PUISSANCES :


Ce verre est conçu en surfaçage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm

GAMME PREMIUM — SIRUS PLUS



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
SIRUS PLUS OR 15	O 30	O Si+ 5
SIRUS PLUS TRIVEX	O 30	O Si+ *
SIRUS PLUS TILIUM	O 30	O Si+ P
SIRUS PLUS OR 16	O 30	O Si+ 6
SIRUS PLUS OR 167	O 30	O Si+ 67
SIRUS PLUS OR 174	O 30	O Si+ 74


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm

GAMME PREMIUM — SIRUS PLUS MINI



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
SIRUS PLUS MINI OR 15	○ 30 M	○ Si+ 5 M
SIRUS PLUS MINI TRIVEX	○ 30 M	○ Si+ * M
SIRUS PLUS MINI TILIUM	○ 30 M	○ Si+ P M
SIRUS PLUS MINI OR 16	○ 30 M	○ Si+ 6 M
SIRUS PLUS MINI OR 167	○ 30 M	○ Si+ 67 M
SIRUS PLUS MINI OR 174	○ 30 M	○ Si+ 74 M


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm

GAMME ESSENTIEL — YSEO™ i



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
YSEO i OR 15	○ 35i	○ D-5
YSEO i TRIVEX	○ 35i	○ D-*
YSEO i TILIUM	○ 35i	○ D-P
YSEO i OR 16	○ 35i	○ D-6
YSEO i OR 167	○ 35i	○ D-67

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

CONTRÔLE DES PUISSANCES :


Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

• Hauteur minimum de montage recommandée :
18 / 17 / 16 / 15 / 14 mm

GAMME ESSENTIEL — YSEO™ 18



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
YSEO OR 15	O 35	O D-5
YSEO TRIVEX	O 35	O D-*
YSEO TILIUM	O 35	O D-P
YSEO OR 16	O 35	O D-6
YSEO OR 167	O 35	O D-67


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm

GAMME ESSENTIEL — YSEO™ 16



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
YSEO OR 15	○ 30 M	○ D-5
YSEO TRIVEX	○ 30 M	○ D-*
YSEO TILIUM	○ 30 M	○ D-P
YSEO OR 16	○ 30 M	○ D-6
YSEO OR 167	○ 30 M	○ D-67


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm

GAMME ESSENTIEL — YSEO™ 14



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.




GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
YSEO OR 15	O 30 M	O D-5
YSEO TRIVEX	O 30 M	O D-*
YSEO TILIUM	O 30 M	O D-P
YSEO OR 16	O 30 M	O D-6
YSEO OR 167	O 30 M	O D-67

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 14 mm

GAMME ESSENTIEL — EVOLIS DS


 Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.




GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
EVOLIS DS OR 15	O 07	O J
EVOLIS DS TILIUM	O 07	O J P
EVOLIS DS OR 16	O 07	O J 6
EVOLIS DS OR 167	O 07	O J 67

- Hauteur minimum de montage recommandée :
18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)

GAMME ESSENTIEL – QUADRO



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
QUADRO OR 15	O 30	O Δ 5
QUADRO TRIVEX	O 30	O Δ *
QUADRO TILIUM	O 30	O Δ P
QUADRO OR 16	O 30	O Δ 6
QUADRO OR 167	O 30	O Δ 67


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm

GAMME ESSENTIEL — QUADRO MINI



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.




GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
QUADRO MINI OR 15	O 30 M	O Δ 5
QUADRO MINI TRIVEX	O 30 M	O Δ *
QUADRO MINI TILIUM	O 30 M	O Δ P
QUADRO MINI OR 16	O 30 M	O Δ 6
QUADRO MINI OR 167	O 30 M	O Δ 67

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm

GAMME ESSENTIEL — APTIVE


 Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
APTIVE OR 15	O 30	O X
APTIVE TILIUM	O 30	O X P
APTIVE OR 16	O 30	O X 6
APTIVE OR 167	O 30	O X 67


→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

- Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm

GAMME ESSENTIEL — APTIVE MINI



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
APTIVE MINI OR 15	O 20	O S
APTIVE MINI OR 16	O 30	O S 6


CONTRÔLE DES PUISSANCES :

Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

- Hauteur minimum de montage recommandée : 16 mm

GAMME ESSENTIEL — EVOLIS M 16


 Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.




GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
EVOLIS M 16	O 07	O f

• Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm

GAMME ESSENTIEL — MYOFOCAL



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.




GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
MYOFOCAL	O 07	O M8

• Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm

GAMME PREMIUM — ASPHEO / ASPHEO PdM



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL ASPHEO	NASAL ASPHEO PdM
ASPHEO OR 15 / ASPHEO PdM OR 15	O SV	O 5	O 5 PdM
ASPHEO TILIUM / ASPHEO PdM TILIUM	O SV	O P	O P PdM
ASPHEO OR 16 / ASPHEO PdM OR 16	O SV	O 6	O 6 PdM
ASPHEO OR 16 / ASPHEO PdM OR 167	O SV	O 67	O 67 PdM
ASPHEO OR 16 / ASPHEO PdM OR 174	O SV	O 74	O 74 PdM

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions PdM : PdM est rajouté en nasal en-dessous du micro-cercle.



CONTRÔLE DES PUISSANCES :

Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

GAMME PREMIUM — PULSEO / PULSEO PdM



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL PULSEO	NASAL PULSEO PDM
PULSEO OR 15 / PULSEO PdM OR 15	O 03	O ^ Ps 5	O ^ Ps 5 pdM
PULSEO OR 16 / PULSEO PdM OR 16	O 06	O ^ Ps 6	O ^ Ps 6 pdM
PULSEO OR 167 / PULSEO PdM OR 167	O 09	O ^ Ps 67	O ^ Ps 67 pdM
PULSEO OR 174 / PULSEO PdM OR 174	O 09	O ^ Ps 74	O ^ Ps 74 pdM

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle.

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions PdM : PdM est rajouté en nasal en-dessous du micro-cercle.


CONTRÔLE DES PUISSANCES :

Ce verre est conçu en surfaçage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

VERRES D'INTÉRIEUR — EASYWORK MI-DISTANCE



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
EASYWORK MI-DISTANCE OR 15	 10 ou 15 ou 20	 5
EASYWORK MI-DISTANCE OR 16	 10 ou 15 ou 20	 6


→ Ce verre est conçu en surfacage digital

→ Gravure additionnelle rajoutée sur les versions BluV Xpert : Bt est rajouté en nasal au-dessus du micro-cercle

VERRES D'INTÉRIEUR — EASYWORK PROGRESSIF



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.




GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
EASYWORK PROGRESSIF OR 15	0 20	0
EASYWORK PROGRESSIF OR 16	0 20	0 6
EASYWORK PROGRESSIF OR 167	0 20	0 67

CONTRÔLE DES PUISSANCES :

Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

- Hauteur minimum de montage recommandée : 13 mm

NEOSUN — PROGRESSIFS NEOSUN



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
PROGRESSIF NEOSUN	O 35	O 6 C
PROGRESSIF NEOSUN CAMBRÉ	O 35	O 6 C

CONTRÔLE DES PUISSANCES :
 Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.



XPERIO — PROGRESSIFS XPERIO

PROGRESSIFS	Gravures identiques aux autres matériaux.
-------------	---

NEOSUN — UNIFOCAUX NEOSUN



Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.



GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
UNIFOCAL NEOSUN	O SV	O 6 C
UNIFOCAL NEOSUN CAMBRÉ	O SV	O 6 C
UNIFOCAL NEOSUN BASE 3	O SV	O 6 C

CONTRÔLE DES PUISSANCES :


Ce verre est conçu en surfacage digital et est optimisé en puissance-porteur. Pour contrôler sa puissance, il est nécessaire de se référer à la puissance-frontofocomètre indiquée sur la pochette et sur le certificat d'authenticité électronique du verre.

XPERIO — UNIFOCAUX XPERIO


UNIFOCAUX	Le plan de polarisation est identifié par 2 micro-cercles.
-----------	--

DOUBLES-FOYERS ORGANIQUES


OC 28



OC 28 Transitions[™]
Signature GEN8[™]




OR 28




DOUBLES-FOYERS MINÉRAUX


SC 28 M15




SC 28 M16



Unifocal de stock et de fabrication



Mi-distance



Hauteur minimum de montage recommandée : 15 mm


GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
MI-DISTANCE OR 15	O 10	O mA Bb
MI-DISTANCE OR 16	O 10	O mA Bb 6

GAMME CLASSE A




Imprimer cette page en choisissant l'option « taille réelle » pour la bonne utilisation de l'outil de mesure.

Progressifs




Hauteur minimum de montage recommandée : 18 mm

Progressif 15 / 167 fortes puissances



Hauteur minimum de montage recommandée : 19 mm

Progressif 174 fortes puissances



Hauteur minimum de montage recommandée : 22 mm

GRAVURES	TEMPORAL	NASAL
PROGRESSIF OR 15	O 15	O A Bb
PROGRESSIF OR 16	O 15	O A Bb 6
PROGRESSIF OR 167	O 15	O A Bb 67
PROGRESSIF OR 174	O 15	O A Bb 74
PROGRESSIF FORTES PUISSANCES OR 15 / 167	O 15	O A Ω Bb
PROGRESSIF FORTES PUISSANCES OR 174	O 15	O A Ω Bb 74

GAMME PREMIUM

Progressifs Premium >

Unifocaux Premium >

GAMME ESSENTIEL

Progressifs Essentiel >

Unifocaux Essentiel >

Autres solutions Presbytes >

GAMME D'INTÉRIEUR

EasyWork™ progressifs >

EasyWork™ mi-distance >

VERRES DE STOCK

Découvrir la gamme >

COLLECTION SOLEIL

Xperio® >

NeoSun™ >

GAMME SPECIO™

Specio™ Direct >

Specio™ sur devis >

GAMME CLASSE A

Progressifs Classe A >

Mi-Distance Classe A >

Unifocaux Classe A >

PROGRESSIFS PREMIUM

INTUITIV PLUS MIO OR 15

INTUITIV PLUS MIO TRIVEX

INTUITIV PLUS MIO TILIUM

INTUITIV PLUS MIO OR 16

INTUITIV PLUS MIO OR 167

INTUITIV PLUS MIO OR 174

INTUITIV PLUS OR 15

INTUITIV PLUS TRIVEX

INTUITIV PLUS TILIUM

INTUITIV PLUS OR 16

INTUITIV PLUS OR 167

INTUITIV PLUS OR 174

ANATEO PLUS MIO OR 15

ANATEO PLUS MIO TRIVEX

ANATEO PLUS MIO TILIUM

ANATEO PLUS MIO OR 16

ANATEO PLUS MIO OR 167

ANATEO PLUS MIO OR 174

ANATEO PLUS | ANATEO PLUS MINI OR 15

ANATEO PLUS | ANATEO PLUS MINI TRIVEX

ANATEO PLUS | ANATEO PLUS MINI TILIUM

ANATEO PLUS | ANATEO PLUS MINI OR 16

ANATEO PLUS | ANATEO PLUS MINI OR 167

ANATEO PLUS | ANATEO PLUS MINI OR 174

SIRUS PLUS MIO OR 15

SIRUS PLUS MIO TRIVEX

SIRUS PLUS MIO TILIUM

SIRUS PLUS MIO OR 16

SIRUS PLUS MIO OR 167

SIRUS PLUS MIO OR 174

SIRUS PLUS | SIRUS PLUS MINI OR 15

SIRUS PLUS | SIRUS PLUS MINI TRIVEX

SIRUS PLUS | SIRUS PLUS MINI TILIUM

SIRUS PLUS | SIRUS PLUS MINI OR 16

SIRUS PLUS | SIRUS PLUS MINI OR 167

SIRUS PLUS | SIRUS PLUS MINI OR 174

UNIFOCAUX PREMIUM

PULSEO OR 15 | PULSEO PdM OR 15

PULSEO OR 16 | PULSEO PdM OR 16

PULSEO OR 167 | PULSEO PdM OR 167

PULSEO OR 174 | PULSEO PdM OR 174

ASPHEO | ASPHEO PdM OR 15

ASPHEO | ASPHEO PdM TILIUM

ASPHEO | ASPHEO PdM OR 16

ASPHEO | ASPHEO PdM OR 167

ASPHEO | ASPHEO PdM OR 174

INTUITIV® PLUS MIO OR 15 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®¹

Neva® Resist + UV

—
Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs

¹ Non disponible en BluV Xpert

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

INTUITIV® PLUS MIO OR 15 — Transitions®



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS


Neva® Max Blue UV¹

Tonic®²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive
² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< INTUITIV PLUS MIO OR 15

Transitions Gen S


Transitions XTRActive NG

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS MIO OR 15 >

Transitions XTRActive Polarized

- ø 60 - 65 - 70 - 75
- ø 60 - 65 - 70
- ø 60 - 65



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS MIO TRIVEX® — Blanc, Transitions®



Informations produits

Progressif premium organique 1.53

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 60/65 - 65/70

■ Ø 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

INTUITIV® PLUS MIO TILIUM® — Blanc, Transitions®



Informations produits

Progressif premium polycarbonate

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



< INTUITIV PLUS MIO TILIUM

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS MIO TILIUM >


Transitions Gen S

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 74/79

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS MIO OR 16 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV

Tonic®¹

Neva® Resist + UV


Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

¹ Non disponible en BluV Xpert



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

INTUITIV® PLUS MIO OR 16 — Transitions®



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® Resist + UV

Neva® + UV


Tonic®

COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive



< INTUITIV PLUS MIO OR 16

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS MIO OR 16 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65

■ Ø 60

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS MIO OR 167 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRAITEMENTS


Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV

Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.



PREMIER

INTUITIV® PLUS MIO OR 167 — Transitions®



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® + UV

Neva® Resist + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive



< INTUITIV PLUS MIO OR 167

Transitions Gen S

Transitions® XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

■ ø 55/60

INTUITIV PLUS MIO OR 167 >

Transitions® XTRActive Polarized

■ ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80


■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65

■ ø 60

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio

Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS MIO OR 174 — Blanc

Informations produits

Progressif premium organique ultra haut indice

Individualisé - latéralité manuelle + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Intuitiv Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.

INTUITIV® PLUS OR 15 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé latéralité manuelle

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® Guard Sun UV


(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

UV Color (protection UV)



< INTUITIV PLUS OR 15

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80 - 80/85

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS OR 15 >


BluV Xpert

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS OR 15 — Transitions®

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹


Tonic²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< INTUITIV PLUS OR 15

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS OR 15 >

Transitions XTRActive Polarized


■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65



PREMIER



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS TRIVEX® — Blanc, Transitions®



Informations produits

Progressif premium organique 1.53

Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 60/65 - 65/70

■ Ø 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

INTUITIV® PLUS TILIUM® — Blanc, Transitions®



Informations produits

Progressif premium polycarbonate

Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



< INTUITIV PLUS TILIUM


Blanc

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS TILIUM >

Transitions Gen S

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 74/79
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS OR 16 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé latéralité manuelle

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®


Neva® Resist + UV

Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs



< INTUITIV PLUS OR 16

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS OR 16 >


BluV Xpert

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS OR 16 — Transitions®



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®²


COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< INTUITIV PLUS OR 16

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS OR 16 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS OR 167 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé latéralité manuelle

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)


[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV
Neva® Max Blue UV
Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



< INTUITIV PLUS OR 167


Blanc

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS OR 167 >

BluV Xpert

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65
- ø 55/60



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS OR 167 — Transitions®



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive



< INTUITIV PLUS OR 167

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

INTUITIV PLUS OR 167 >

Transitions XTRActive Polarized


■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

■ Ø 60



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

INTUITIV® PLUS OR 174 — Blanc

Informations produits

Progressif premium organique ultra haut indice
Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

- Supplément facturé pour les cylindres
- entre 4 et 6

ANATEO® PLUS MIO OR 15 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER



Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®¹

Neva® Resist + UV

Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATION SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs

¹ Non disponible en BluV Xpert

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.



< ANATEO PLUS MIO OR 15


Blanc

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

ANATEO PLUS MIO OR 15 >

BluV Xpert

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS MIO OR 15 — Transitions®



PREMIER



Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹


Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®²

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< ANATEO PLUS MIO OR 15

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65


ANATEO PLUS MIO OR 15 >

Transitions XTRActive Polarized

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS MIO TRIVEX® — Blanc, Transitions®



Informations produits

Progressif premium organique 1.53

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 60/65 - 65/70

■ Ø 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

ANATEO® PLUS MIO TILIUM® — Blanc, Transitions®



Informations produits

Progressif premium polycarbonate

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



< ANATEO PLUS MIO TILIUM

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

ANATEO PLUS MIO TILIUM >


Transitions Gen S

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 74/79

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS MIO OR 16 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER



Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

[BLUV XPert >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost

Neva® + UV

Neva® Max Blue UV

Tonic®¹

Neva® Resist + UV

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)


COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

¹ Non disponible en BluV Xpert

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.



< ANATEO PLUS MIO OR 16

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

ANATEO PLUS MIO OR 16 >

BluV Xpert

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS MIO OR 16 — Transitions®



PREMIER



Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®²


COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< ANATEO PLUS MIO OR 16

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

ANATEO PLUS MIO OR 16 >

Transitions XTRActive Polarized

■ ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS MIO OR 167 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER



Informations produits

Progressif premium organique très haut indice

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS


Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV

Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



< ANATEO PLUS MIO OR 167

Blanc

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

ANATEO PLUS MIO OR 167 >

BluV Xpert

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65
- Ø 55/60

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.

ANATEO® PLUS MIO OR 167 — Transitions®



PREMIER



Informations produits

Progressif premium organique très haut indice

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® + UV

Neva® Resist + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive



< ANATEO PLUS MIO OR 167

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

■ ø 55/60

ANATEO PLUS MIO OR 167 >

Transitions XTRActive Polarized

■ ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65

■ ø 60

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS MIO OR 174 — Blanc

Informations produits

Progressif premium organique ultra haut indice

Personnalisé - anatomie de l'œil + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Hauteur minimum : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Anateo Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65
- Ø 55/60 ouverture réduite à partir de -14,25 dp
- Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 15 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé - anatomie de l'œil

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost

Neva® Max Blue UV

Neva® Resist + UV

Neva® + UV
Tonic®

Neva® Guard Sun UV


(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs



< ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 15

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 15 >

BluV Xpert

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E-2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes
Réalisation hors normes sur Anateo Plus OR 15 blanc (délai : 10 jours)

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 15 — Transitions®



Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé - anatomie de l'œil

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹


Tonic®²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI TRIVEX® — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif premium organique 1.53

Personnalisé - anatomie de l'œil

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 60/65 - 65/70

■ ø 60/65

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI TILIU® — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif premium polycarbonate

Personnalisé - anatomie de l'œil

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



< ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI TILIU Blanc

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65


ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI TILIU > Transitions Gen S

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 74/79

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 16 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé - anatomie de l'œil

[BLUV XPert >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost

Neva® Max Blue UV

Neva® Resist + UV


Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

Neva® + UV
Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs



< ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 16

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 16 >


BluV Xpert

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 16 — Transitions®



Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)
Personnalisé - anatomie de l'œil

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®²


COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 16

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 16 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 167 — Blanc, BluV Xpert



PREMIER

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé - anatomie de l'œil

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS


Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV

Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



< ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 167


Blanc

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 167 >

BluV Xpert

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65
- ø 55/60



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes
Réalisation hors normes sur Anateo Plus 167 blanc (délai : 10 jours)

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 167 — Transitions®



Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé - anatomie de l'œil

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® + UV

Neva® Resist + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive



< ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 167

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60

ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI OR 167 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

■ Ø 60

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 174 — Blanc

Informations produits

Progressif premium organique ultra haut indice
Personnalisé - anatomie de l'œil

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
En version mini : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60 ouverture réduite à partir de -14,25 dp

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

SIRUS® PLUS MIO OR 15 — Blanc, BluV Xpert

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé + monture + distance de lecture

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®¹

Neva® Resist + UV

Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs

¹ Non disponible en BluV Xpert

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.



< SIRUS PLUS MIO OR 15

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS MIO OR 15 >


BluV Xpert

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS MIO OR 15 — Transitions®

Silmo® or
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :
Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹


Tonic®²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< SIRUS PLUS MIO OR 15

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65


SIRUS PLUS MIO OR 15 >

Transitions XTRActive Polarized

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS MIO TRIVEX® — Blanc, Transitions®

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.53

Personnalisé + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 16 mm
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
Nous consulter pour prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

SIRUS® PLUS MIO TILIUM® — Blanc, Transitions®

Silmo d'or
2014

Informations produits

Progressif premium polycarbonate

Personnalisé + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



< SIRUS PLUS MIO TILIUM

Blanc

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS MIO TILIUM >

Transitions Gen S

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 74/79

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS MIO OR 16 — Blanc, BluV Xpert

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé + monture + distance de lecture

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost

Neva® + UV
Tonic®¹

Neva® Max Blue UV

Neva® Resist + UV

Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)


COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

¹ Non disponible en BluV Xpert

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.



< SIRUS PLUS MIO OR 15

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS MIO OR 15 >

BluV Xpert

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 60 - 65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS MIO OR 16 — Transitions®

Silmo®
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Tonic®²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV


COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION :

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< SIRUS PLUS MIO OR 16

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS MIO OR 16 >

Transitions XTRActive Polarized


■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS MIO OR 167 — Blanc, BluV Xpert

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé + monture + distance de lecture

[BLUV XPert >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)


[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV
Neva® Max Blue UV
Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



< SIRUS PLUS MIO OR 167


Blanc

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS MIO OR 167 >

BluV Xpert

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65
- Ø 55/60



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.

SIRUS® PLUS MIO OR 167 — Transitions®

Silmo®
2014

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® + UV

Neva® Resist + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive



< SIRUS PLUS MIO OR 167

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60

SIRUS PLUS MIO OR 167 >

Transitions XTRActive Polarized


■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

■ Ø 60



● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS MIO OR 174 — Blanc

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique ultra haut indice
Personnalisé + monture + distance de lecture

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Hauteur minimum : 16 mm
 - Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI OR 15 — Blanc, BluV Xpert

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.5
Personnalisé

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >


TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV
Neva® Max Blue UV Tonic®
Neva® Resist + UV

—
Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3
UV Color (protection UV)
Teintes miroirs



- Hauteur minimum : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali obligatoire dans Sirius Plus Mio
Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI OR 15 — Transitions®

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.5

Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹


Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®²

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 15

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65


SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 15 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 18 mm. En version mini : 16 mm
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI TRIVEX® — Blanc, Transitions®

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.53

Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18 mm
En version mini : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI TILIUM® — Blanc, Transitions®

Silmo®
2014

Informations produits

Progressif premium polycarbonate
Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



< SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI TILIUM


Blanc

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI TILIUM >

Transitions Gen S

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 74/79
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65



● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 18 mm
En version mini : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI OR 16 — Blanc, BluV Xpert

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRAITEMENTS


Neva® Max UV avec Night Drive Boost
Neva® Max Blue UV
Neva® Resist + UV

Neva® + UV
Tonic®

Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3
Teintes miroirs



- Hauteur minimum : 18 mm
En version mini : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI OR 16 — Transitions®

Silmo d'or
2014

Informations produits

Progressif premium organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Tonic®²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV


COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION :

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

² Non disponible en Transitions XTRActive Polarized



< SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 16

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 16 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80


■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 18 mm
En version mini : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes



SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI OR 167 — Blanc, BluV Xpert

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé

BLUV XPert >

INFORMATIONS GRAVURES >


CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV
Neva® Max Blue UV
Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



< SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 167

Blanc


- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 167 >

BluV Xpert

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65
- Ø 55/60

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



- Hauteur minimum : 18 mm
En version mini : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI OR 167 — Transitions®

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice
Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :

Gris


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® + UV

Neva® Resist + UV

¹ Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive



< SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 167

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60

SIRUS PLUS / SIRUS PLUS MINI OR 167 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

■ Ø 60

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

- Hauteur minimum : 18 mm
En version mini : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

SIRUS® PLUS / SIRUS® PLUS MINI OR 174 — Blanc

Silmo^{or}
2014

Informations produits

Progressif premium organique ultra haut indice
Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Hauteur minimum : 18 mm
En version mini : 16 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

PULSEO® / PULSEO® PDM OR 15 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal premium organique 1.5

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®

Neva® Resist + UV


COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S



- Addition 0.3 ; 0.6 et 0.9 D
- Fabrication :
 - PULSEO : Digicali - Epaisseur spéciale
 - PULSEO PdM : Digicali obligatoire
 - Nous consulter pour prismes

PULSEO® / PULSEO® PDM OR 16 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal premium organique 1.6

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Neva® + UV

Neva® Max Blue UV

Tonic®


Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S



- Addition 0.3 ; 0.6 et 0.9 D
- Fabrication : PULSEO : Digicali - Epaisseur spéciale
PULSEO PdM : Digicali obligatoire
Nous consulter pour prismes

- Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- Ø 60 - 65 - 70 - 75
- Ø 60 - 65 - 70
- Ø 60 - 65
- Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

PULSEO® / PULSEO® PDM OR 167 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal premium organique 1.67

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis


TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost ¹	Neva® Resist + UV
Neva® Max Blue UV	Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S



- Addition 0.3 ; 0.6 et 0.9 D
- Fabrication : PULSEO : Digicali - Epaisseur spéciale
PULSEO PdM : Digicali obligatoire
Nous consulter pour prismes

■ ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65

■ ø 60

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

PULSEO® / PULSEO® PDM OR 174 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal premium organique 1.74

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS


Neva® Max Blue UV

Neva® + UV

Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Addition 0.3 ; 0.6 et 0.9D
- Fabrication : PULSEO : Digicali - Epaisseur spéciale
PULSEO PdM : Digicali obligatoire
Nous consulter pour prismes

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

■ Ø 60

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

ASPHEO® / ASPHEO® PDM OR 15 — Blanc

Informations produits

Unifocal premium individualisé organique 1.5

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®

Neva® Resist + UV


—

Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)



- Fabrication :
ASPHEO : Digicali - Épaisseur spéciale
ASPHEO PdM : Digicali obligatoire
Nous consulter pour prismes

- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75
- Ø 55 - 60 - 65 - 70
- Ø 55 - 60 - 65
- Ø 55 - 60
- Ø 55

• Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

ASPHEO® / ASPHEO® PDM TILIUM — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal premium individualisé polycarbonate

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Tonic®¹

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

¹ Non disponible sur Transitions Gen S



< ASPHEO / ASPHEO PDM TILIUM

Blanc

- ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75
- ø 55 - 60 - 65 - 70
- ø 55 - 60 - 65

ASPHEO / ASPHEO PDM TILIUM >

Transitions Gen S

- ø 55 - 60 - 65 - 70 - 74 - 79
- ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75
- ø 55 - 60 - 65 - 70
- ø 55 - 60 - 65

● ● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6



• Fabrication :

ASPHEO : Digicali - Épaisseur spéciale

ASPHEO PdM : Digicali obligatoire

Nous consulter pour prismes

ASPHEO® / ASPHEO® PDM OR 16 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal premium individualisé organique 1.6 (matériau MR8)

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Neva® + UV

Neva® Max Blue UV Tonic®¹

Neva® Resist + UV


Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S



- Fabrication :
ASPHEO : Digicali - Épaisseur spéciale
ASPHEO PdM : Digicali obligatoire
Nous consulter pour prismes

- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75
- Ø 55 - 60 - 65 - 70
- Ø 55 - 60 - 65
- Ø 55 - 60

- Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

ASPHEO® / ASPHEO® PDM OR 167 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal premium individualisé organique très haut indice

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Neva® + UV


Neva® Max Blue UV

Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S



- Fabrication :
ASPHEO : Digicali - Épaisseur spéciale
ASPHEO PdM : Digicali obligatoire
Nous consulter pour prismes

- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75
- Ø 55 - 60 - 65 - 70
- Ø 55 - 60 - 65

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

ASPHEO® / ASPHEO® PDM OR 174 — Blanc

Informations produits

Unifocal premium individualisé organique ultra haut indice

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Fabrication :
ASPHEO : Digicali - Épaisseur spéciale
ASPHEO PdM : Digicali obligatoire
Nous consulter pour prismes

- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75
- Ø 55 - 60 - 65 - 70
- Ø 55 - 60 - 65
- Ø 55 - 60
- Ø 55

● Supplément facturé pour les cylindres
entre 4 et 6

PROGRESSIFS ESSENTIEL

YSEO i OR 15

YSEO i TRIVEX

YSEO i TILIUM

YSEO i OR 16

YSEO i OR 167

YSEO 18 | YSEO 16 | YSEO 14 OR 15

YSEO 18 | YSEO 16 | YSEO 14 TRIVEX

YSEO 18 | YSEO 16 | YSEO 14 TILIUM

YSEO 18 | YSEO 16 | YSEO 14 OR 16

YSEO 18 | YSEO 16 | YSEO 14 OR 167

EVOLIS DS OR 15

EVOLIS DS TILIUM

EVOLIS DS OR 16

EVOLIS DS OR 167

QUADRO | QUADRO MINI OR 15

QUADRO | QUADRO MINI TRIVEX

QUADRO | QUADRO MINI TILIUM

QUADRO | QUADRO MINI OR 16

QUADRO | QUADRO MINI OR 167

UNIFOCAUX ESSENTIEL

+ UNIFOCAUX SPHÉRIQUES ORGANIQUES

UNOR 15

UNOR 15 FILTRE

TRIVEX

TILIUM

UNOR 16

UNOR 167

+ UNIFOCAUX ASPHÉRIQUES ORGANIQUES

ASPHOR 15

TILIUM AS

ASPHOR 16

ASPHOR 167

ASPHOR 174

UNOR 15 KID

TILIUM KID

+ UNIFOCAUX MINÉRAUX

UNEM 15

UNEM 16

UNEM 17

UNEM 18

UNEM 19

AUTRES SOLUTIONS PRESBYTES

+ PROGRESSIFS ORGANIQUES

APTIVE | APTIVE MINI OR 15

APTIVE TILIUM

APTIVE | APTIVE MINI OR 16

APTIVE OR 167

+ PROGRESSIFS MINÉRAUX

EVOLIS M 16

MYOFOCAL

+ DOUBLES FOYERS ORGANIQUES

OC 28

OR 28

+ DOUBLES FOYERS MINÉRAUX

SC 28 M 15

SC 28 M 16

YSEO™ i OR 15 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.5

Personnalisé + style de vie + paramètres de port

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Diam's®³

Neva® Max Blue UV²

Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV


(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs



< YSEO i OR 15

Blanc

BluV Xpert

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65


YSEO i OR 15 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65



- Hauteur minimum : 18/17/16/15/14 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire pour YSEO
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

³ Non disponible en Transitions & BluV Xpert

YSEO™ i TRIVEX® — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.53

Personnalisé + style de vie + paramètres de port

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18/17/16/15/14 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire pour YSEO i
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

YSEO™ i TILIUM® — Blanc

Informations produits

Progressif polycarbonate

Personnalisé + style de vie + paramètres de port

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Diam's®


Neva® + UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



- Hauteur minimum : 18/17/16/15/14 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire pour YSEO i
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

YSEO™ i OR 16 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé + style de vie + paramètres de port

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :
Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Diam's®³

Neva® Max Blue UV²

Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION

Teintes miroirs



< YSEO™ i OR 16

Blanc

BluV Xpert

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

YSEO™ i OR 16 >


Transitions XTRActive Polarized

■ ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65



- Hauteur minimum : 18/17/16/15/14 mm
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali obligatoire pour YSEO i

Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes
176

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

³ Non disponible en Transitions & BluV Xpert

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.

YSEO™ i OR 167 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Progressif organique très haut indice

Personnalisé + style de vie + paramètres de port

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS


Neva® Max UV avec Night Drive Boost	Neva® + UV
Neva® Max Blue UV	Diam's® ¹
Neva® Resist + UV	

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en BluV Xpert

Le verre peut être personnalisé en saisissant la distance de lecture du client via Opsysweb ou commande EDI mais il est également possible de commander un verre avec Inset personnalisé en passant votre commande via votre agence commerciale.



< YSEO i OR 167


Blanc

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

YSEO i OR 167 >

BluV Xpert

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65
- Ø 55/60



- Hauteur minimum : 18/17/16/15/14 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire pour YSEO i
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

YSEO™ 18 / YSEO™ 16 / YSEO™ 14 OR 15 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.5

Personnalisé + style de vie

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Neva® Max Blue UV²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

Diam's®³

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3


UV Color (protection UV)

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

³ Non disponible en Transitions & BluV Xpert



< YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14 OR 15

Blanc

BluV Xpert

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65


YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14 OR 15 >

Transitions XTRActive Polarized

■ Ø 60 - 65 - 70 - 75

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65



- Hauteur minimum : 18/16/14 mm
 - Addition de 0.75 à 3.50 (3.00 en version 16 et 14) par 0.25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire pour YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

YSEO™ 18 / YSEO™ 16 / YSEO™ 14 TRIVEX® — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.53
Personnalisé + style de vie

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18/16/14 mm
 - Addition de 0.75 à 3.50 (3.00 en version 16 et 14) par 0.25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Calibre/Digicali obligatoire pour YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14
- Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

YSEO™ 18 / YSEO™ 16 / YSEO™ 14 TILIUM® — Blanc

Informations produits

Progressif polycarbonate
personnalisé + style de vie

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Diam's®


Neva® + UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



- Hauteur minimum : 18/16/14 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 (3.00 en version 16 et 14) par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali obligatoire pour
YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14
Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

YSEO™ 18 / YSEO™ 16 / YSEO™ 14 OR 16 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.6 (matériau MR8)
personnalisé + style de vie

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Neva® Max Blue UV²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

Diam's®³

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION

Teintes miroirs



< YSEO™ 18 / YSEO™ 16 / YSEO™ 14 OR 16

Blanc

BluV Xpert

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

YSEO™ 18 / YSEO™ 16 / YSEO™ 14 OR 16 >


Transitions XTRActive Polarized

■ ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 60 - 65 - 70

■ ø 60 - 65



- Hauteur minimum : 18/17/16/15/14 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version 16 et 14) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali obligatoire pour YSEO i
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

³ Non disponible en Transitions & BluV Xpert

YSEO™ 18 / YSEO™ 16 / YSEO™ 14 OR 167 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Progressif organique très haut indice
Personnalisé + style de vie

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Neva® + UV
Neva® Max Blue UV Diam's®¹
Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en BluV Xpert



< YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14 OR 167


Blanc

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14 OR 167 >

BluV Xpert

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65
- ø 55/60



- Hauteur minimum : 18/16/14 mm
- Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version 16 et 14) par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali obligatoire pour
YSEO 18 / YSEO 16 / YSEO 14

Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

EVOLIS® DS OR 15 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.5

Personnalisé - comportement visuel

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive® New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Diam's®³

Neva® Max Blue UV² Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3


UV Color (protection UV)

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive NG

³ Non disponible en BluV Xpert et Transitions



< EVOLIS DS OR 15

Blanc

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75

EVOLIS DS OR 15 >

BluV Xpert

Transitions Gen S


Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

EVOLIS® DS TILIUM® — Blanc

Informations produits

Progressif polycarbonate

Personnalisé - comportement visuel

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Diam's®


Neva® + UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75

EVOLIS® DS OR 16 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.6 (matériau MR8)

Personnalisé - comportement visuel

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

TRAITEMENTS®

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Neva® Max Blue UV²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

Diam's®³

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®

NEW GENERATION

Teintes miroirs




EVOLIS DS OR 16

Blanc

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75



EVOLIS DS OR 16


Transitions Gen S

Graphite Green

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 60/65 - 65/70



EVOLIS DS OR 16

BluV Xpert

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale

Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive NG

EVOLIS® DS OR 167 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique très haut indice
Personnalisé - comportement visuel

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Neva® + UV

Neva® Max Blue UV²

Diam's®³

Neva® Resist + UV


COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive NG

³ Non disponible en BluV Xpert et Transitions



< EVOLIS DS OR 167

Blanc

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 60/65 - 65/70

EVOLIS DS OR 167 >

BluV Xpert

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG


■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60



- Hauteur minimum : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

QUADRO / QUADRO MINI OR 15 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.5

Généraliste - entrée de gamme - verre digital face arrière

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Diam's®^{1 2}

Neva® Max Blue UV¹ Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3


Teintes miroirs

Teintes tendances³

Teintes spéciales (au modèle)³

Teintes pastels³

UV Color (protection UV)



- Hauteur minimum : 18 mm - En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini BluV Xpert et Transitions) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4,00 < Tore < 6,00 et prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

¹ Non disponible en Transitions Gen S

² Non disponible en BluV Xpert

³ Uniquement disponible en Tonic et en Neva® + UV

QUADRO / QUADRO MINI TRIVEX® — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.53

Généraliste - entrée de gamme - verre digital face arrière

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18 mm - En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour $4,00 < \text{Tore} < 6,00$ et prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

QUADRO / QUADRO MINI TILIUM® — Blanc

Informations produits

Progressif polycarbonate

Généraliste - entrée de gamme - verre digital face arrière

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV


Diam's®

Neva® + UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)



- Hauteur minimum : 18 mm - En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- ø 55/60 - 60/65

QUADRO / QUADRO MINI OR 16 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.6 (matériau MR8)

Généraliste - entrée de gamme - verre digital face arrière

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Diam's®^{1 2}

Neva® Max Blue UV¹ Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV


(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S

² Non disponible en BluV Xpert



< QUADRO / QUADRO MINI OR 16

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

QUADRO / QUADRO MINI OR 16 >

BluV Xpert


Transitions Gen S

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65



- Hauteur minimum : 18 mm - En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini Transitions) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4,00 < Tore < 6,00 et prismes

QUADRO / QUADRO MINI OR 167 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Progressif organique très haut indice

Généraliste - entrée de gamme - verre digital face arrière

[BLUV XPERT >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Neva® + UV

Neva® Max Blue UV¹ Diam's®^{1 2}

Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S

² Non disponible en BluV Xpert



< QUADRO / QUADRO MINI OR 167

Blanc

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

QUADRO / QUADRO MINI OR 167 >

BluV Xpert

Transitions Gen S



■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60



- Hauteur minimum : 18 mm - En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini BluV Xpert et Transitions) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4,00 < Tore < 6,00 et prismes

UNOR® 15 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5

[BLUV XPERT >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste,
Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Neva® Max Blue UV²

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Diam's®^{1 3}

Tonic®

Nu⁵

Neva® Guard Sun UV

(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3


Teintes tendances⁴

Teintes spéciales (au modèle)⁴

Teintes pastels⁴

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs



UNOR 15

Blanc

BluV Xpert

■ ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80


■ ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 55 - 60 - 65 - 70

■ ø 55 - 60 - 65

■ ø 55 - 60

■ ø 55



UNOR 15

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

Transitions XTRActive Polarized

■ ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 55 - 60 - 65 - 70

■ ø 55 - 60 - 65

■ ø 55 - 60

■ ø 55

- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale

Nous consulter pour sphère hors grille, 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

³ Non disponible en BluV Xpert & Transitions

⁴ Uniquement disponible en Tonic et en Neva® + UV

⁵ Teintes Brun US et Kaki non disponibles sur verre Nu

UNOR® 15 — Filtre

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®

FILTRES

Jaune 400

Jaune 450

Jaune Orange 400

Jaune Orange 440

Jaune Orange 450

Jaune Orange 500

Jaune Orange 511


Jaune Orange 527

Orange 416

Brun Rouge 440

Brun Rouge 460

Brun Rouge 550



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$
et prismes

- $\emptyset$ 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- $\emptyset$ 55 - 60 - 65 - 70 - 75
- $\emptyset$ 55 - 60 - 65 - 70
- $\emptyset$ 55 - 60 - 65
- $\emptyset$ 55 - 60
- $\emptyset$ 55

TRIVEX® — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.53

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

- $\emptyset$ 55-60-65-70-75
- $\emptyset$ 55-60-65-70
- $\emptyset$ 55-60-65

TILIUM® — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Diam's®


Neva® + UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour sphère hors grille,
 $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

- Ø 55-60-65-70-75-80
- Ø 55-60-65-70-75
- Ø 55-60-65-70
- Ø 55-60-65

UNOR® 16 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.6 (matériau MR8)

[BLUV XPERT >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green

Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

(sur verres solaires)

Neva® Max UV avec Night Drive

Boost¹

Diam's^{®3}

Neva® Max Blue UV²

Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Neva® Guard Sun UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

COLORATIONS SUR TRANSITIONS® XTRACTIVE®


NEW GENERATION

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

³ Non disponible en BluV Xpert & Transitions



UNOR 16 >

BluV Xpert

Transitions Gen S

Transitions XTRActive NG

Transitions XTRActive Polarized


■ 55-60-65-70-75-80

■ 55-60-65-70-75

■ 55-60-65-70

■ 55-60-65

■ 55-60



• Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale

Nous consulter pour sphère hors grille, 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

UNOR® 167 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal sphérique organique très haut indice

[BLUV XPERT >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green

Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude

Transitions® XTRActive®

New Generation :

Brun, Gris, Graphite Green

Transitions® XTRActive® Polarized™ :

Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹

Neva® + UV¹

Neva® Max Blue UV²

Diam's®^{1 3}

Neva® Resist + UV


COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S

² Non disponible en Transitions Gen S & XTRActive

³ Non disponible en BluV Xpert & Transitions XTRActive



• Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale

Nous consulter pour sphère hors grille, 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

ASPHOR® 15 — Blanc

Informations produits

Unifocal asphérique organique 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost Diam's®

Neva® Resist + UV Tonic®

Neva® + UV Nu


—
Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour sphère hors grille,
4.00 < Tore < 6.00 et prismes

□ ø 65
■ ø 65-70

TILIUM® AS — Blanc

Informations produits

Unifocal asphérique polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Diam's®


Neva® + UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 3)

Teintes miroirs



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour sphère hors grille,
 $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

■ Ø 60-65

■ Ø 60-65-70

ASPHOR® 16 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal asphérique organique 1.6 (matériau MR8)

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Diam's®¹

Neva® Max Blue UV Tonic®

Neva® Resist + UV

Neva® + UV


Neva® Guard Sun UV
(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs

¹ Non disponible en Transitions Gen S



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour sphère hors grille, $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

ASPHOR® 167 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal asphérique organique très haut indice

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Neva® + UV


Neva® Max Blue UV Diam's®¹

Neva® Resist + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S



< ASPHOR 167

Blanc

■ Ø 60-65-70-75-80

■ Ø 60-65-70-75

■ Ø 60-65-70

■ Ø 60-65



ASPHOR 167 >

Transitions Gen S

■ Ø 55-60-65-70-75-80

■ Ø 55-60-65-70-75


■ Ø 55-60-65-70

■ Ø 55-60-65

■ Ø 55-60

■ Ø 55

- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour sphère hors grille,
4.00 < Tore < 6.00 et prismes



ASPHOR® 174 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal asphérique organique ultra haut indice

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

- Ø 60 - 65 - 70 - 75 - 80
- Ø 60 - 65 - 70 - 75
- Ø 60 - 65 - 70
- Ø 60 - 65
- Ø 60

UNOR® 15 KID — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Net Blue UV


Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

Teintes miroirs



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour sphère hors grille, $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

TILIUM® KID — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS


Net UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

Teintes miroirs



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 55 - 60 - 65 - 70

■ Ø 55 - 60 - 65

UNEM[®] 15 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique minéral 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

	Blanc	Brun
INDICE	1,525	1,525
CONSTRINGENCE	58,5	56,7
MASSE VOLUMIQUE	2,54 g/cm ³	2,41g/cm ³
COUPURE U.V.	330nm	335 nm


TRAITEMENTS

Diam's[®]

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Cap Brun 18 % ; 85 % (sur Blanc uniquement)



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

- Ø 55 - 60 - 65 - 70
- Ø 55 - 60 - 65
- Ø 55 - 60
- Ø 55

UNEM® 16 — Blanc, Phototint®

Informations produits

Unifocal sphérique minéral 1.6

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

	Blanc	Brun	Gris
INDICE	1,604	1,604	1,604
CONSTRINGENCE	41,2	45,5	42
MASSE VOLUMIQUE	2,63 g/cm ³	2,80g/cm ³	2,70g/cm ³
COUPURE U.V.	334nm	340 nm	345 nm

PHOTOTINT® (PHOTOCHROMIQUE)

Brun, Gris


TRAITEMENTS

Diam's®

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Cap Brun 18 % ; 85 % (sur Blanc uniquement)



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

UNEM® 17 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique minéral 1.7

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

INDICE	1,705
CONSTRINGENCE	41,4
MASSE VOLUMIQUE	3,21g/cm ³
COUPURE U.V.	326nm

PHOTOTINT® (PHOTOCHROMIQUE)


Aucun

TRAITEMENTS

Diam's®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Fabrication : Digicali - Épaisseur Spéciale
Nous consulter pour sphère hors grille,
4.00 < Tore < 6.00 et prismes

■ Ø 55 - 60 - 65 - 70

■ Ø 55 - 60 - 65

■ Ø 55 - 60

UNEM® 18 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique minéral 1.8

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

INDICE	1,807
CONSTRINGENCE	34,4
MASSE VOLUMIQUE	3,65g/cm ³
COUPURE U.V.	332nm

PHOTOTINT® (PHOTOCHROMIQUE)


Aucun

TRAITEMENTS

Diam's®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour sphère hors grille,
4.00 < Tore < 6.00 et prismes

■ Ø 60 - 65 - 70

■ Ø 60 - 65

■ Ø 60

UNEM[®] 19 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique minéral 1.9

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

INDICE	1,892
CONSTRINGENCE	30,4
MASSE VOLUMIQUE	3,99g/cm ³
COUPURE U.V.	340nm

PHOTOTINT[®] (PHOTOCHROMIQUE)


Aucun

TRAITEMENTS

Diam's[®]

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour sphère hors grille,
4.00 < Tore < 6.00 et prismes

- Ø 60 - 65 - 70
- Ø 60 - 65
- Ø 60

APTIVE® / APTIVE® MINI OR 15 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.5

Généraliste - prix attractif - surfaçage traditionnel

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost^{1 2}

Diam's®¹

Neva® Max Blue UV^{1 2}

Tonic®³

Neva® Resist + UV^{2 3}

Nu^{1 4}

Neva® + UV³

Neva® Guard Sun UV²

(sur verres solaires)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3


UV Color (protection UV)

¹ Non disponible en Transitions Gen S

² Non disponible en version mini

³ Non disponible en Transitions Gen S version mini

⁴ Teintes Brun US et Kaki non disponibles sur verre Nu




APTIVE OR 15

Blanc

■ ø 65/70 - 70/75 -
75/80

■ ø 65/70 - 70/75

■ ø 65/70




APTIVE MINI OR 15

Blanc

■ ø 60/65 - 65/70 -
70/75

■ ø 60/65 - 65/70

■ ø 60/65



APTIVE/ APTIVE MINI OR 15

Transitions Gen S

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

- Hauteur minimum : 18 mm. En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

APTIVE® TILIUM® — Blanc

Informations produits

Progressif polycarbonate

Généraliste - prix attractif - surfaçage traditionnel

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV


Diam's®

Tonic®



COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18 mm - En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4,00 < Tore < 6,00 et prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

APTIVE® / APTIVE® MINI OR 16 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif organique 1.6 (matériau MR8)

Généraliste - prix attractif - surfaçage traditionnel

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost^{1 2} Diam's®¹

Neva® Max Blue UV^{1 2} Tonic®³

Neva® Resist + UV^{2 3}

Neva® + UV³

Neva® Guard Sun UV²
(sur verres solaires)


COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions Gen S

² Non disponible en version mini

³ Non disponible en Transitions Gen S version mini



- Hauteur minimum : 18 mm. En version mini : 16 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini Transitions) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

APTIVE® OR 167 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif organique très haut indice

Généraliste - prix attractif - surfaçage traditionnel

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris, Graphite Green, Améthyste, Ambre, Saphir, Émeraude, Rubis

TRAITEMENTS

Neva® Max UV avec Night Drive Boost¹ Diam's®¹

Neva® Max Blue UV¹


Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

¹ Non disponible en Transitions



- Hauteur minimum : 18 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 (3,00 en version mini) par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

EVOLIS® M 16 — Blanc, Phototint®

Informations produits

Progressif minéral 1.6

Personnalisé - comportement visuel

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

	Blanc	Phototint
INDICE	1,604	1,604
CONSTRINGENCE	41,2	45,5
MASSE VOLUMIQUE	2,63 g/cm ³	2,80g/cm ³
COUPURE U.V.	334nm	340 nm

PHOTOTINT® (PHOTOCHROMIQUE)

Brun


TRAITEMENTS

Diam's®

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Cap Brun 18 % ; 85 % (sur Blanc uniquement)



< EVOLIS M 16

Blanc

■ ø 65/70


■ ø 65/70 - 70/75

EVOLIS M 16 >

Phototint

■ ø 65/70

■ ø 65/70 - 70/75



- Hauteur minimum : 18 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

MYOFOCAL® — Blanc

Informations produits

Progressif minéral 1.8

Forts myopes - qualité optique

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

INDICE	1,800
CONSTRINGENCE	35
MASSE VOLUMIQUE	3,60 g/cm ³
COUPURE U.V.	330nm

PHOTOTINT® (PHOTOCHROMIQUE)


Aucun

TRAITEMENTS

Diam's®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



- Hauteur minimum : 18 mm
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digitali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

■ Ø 65/70

Ouverture optique réduite à partir de -17 jusqu'au Ø min 53

OC 28 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment courbe 28 x 18

[CONSULTER PLAN DU VERRE >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Signature Gen 8™ :

Brun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Diam's®¹

Tonic®


Nu¹

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)

¹ Non disponible en Transitions Signature Gen 8



< OC 28

Blanc


■ ø 70

OC 28 >

Transitions Signature Gen 8

■ ø 55/62 - 60/67 - 65/72 - 70/77

■ ø 55/62 - 60/67 - 65/72



- Blanc : Addition de 1.00 à 3.00 par 0.25 et 3.50
- Transitions Signature Gen 8 : Addition de 1.00 à 3.50 par 0,25
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

OR 28 — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment rond ø 28

[CONSULTER PLAN DU VERRE >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Diam's®


Tonic®

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées 3

UV Color (protection UV)



- Addition de 1.00 à 3.00 par 0.25
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale

■ ø 65-70
■ ø 65

SC 28 M 15 — Blanc

Informations produits

Double-foyer minéral 1.5 segment courbe 28 x 19

[CONSULTER PLAN DU VERRE >](#)

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

	Blanc	Phototint®
INDICE	1,525	1,525
CONSTRINGENCE	58,6	56,5
MASSE VOLUMIQUE	2,55g/cm ³	2,41g/cm ³
COUPURE U.V.	330nm	335 nm


TRAITEMENTS

Diam's®

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Cap Brun 18 % ; 85 %



< **SC 28 M 15**

Blanc

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 60/65 - 65/70

■ ø 60/65

- Addition de 1.00 à 3.50 par 0.25
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

SC 28 M 16 — Blanc

Informations produits

Double-foyer minéral 1.6 fusionné segment courbe 28 x 19

[CONSULTER PLAN DU VERRE >](#)

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

INDICE	1,604
CONSTRINGENCE	44
MASSE VOLUMIQUE	2,67g/cm ³
COUPURE U.V.	330nm

PHOTOTINT® (PHOTOCHROMIQUE)

Aucun


TRAITEMENTS

Diam's®

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

CAP Brun 18 % ; 85 %



- Addition de 1.00 à 3.00 par 0.25 et 3.50
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- ø 60/66
- ø 60/66 - 65/71
- ø 60/66 - 65/71 - 70/76

GAMME D'INTÉRIEUR

+ EASYWORK PROGRESSIFS

EASYWORK PROGRESSIF OR 15

EASYWORK PROGRESSIF OR 16

EASYWORK PROGRESSIF OR 167

+ EASYWORK MI-DISTANCE

EASYWORK MI-DISTANCE 10, 15, 20 - OR 15

EASYWORK MI-DISTANCE 10, 15, 20 - OR 16

EASYWORK™ PROGRESSIF OR 15 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Progressif optimisé pour usage intérieur organique 1.5 

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 1)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement: E=2/3 add
- Fabrication: Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

- ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 60/65 - 65/70
- ø 60/65

EASYWORK™ PROGRESSIF OR 16 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Progressif optimisé pour usage intérieur organique 1.6 

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 1)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

- $\emptyset$ 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- $\emptyset$ 60/65 - 65/70 - 70/75
- $\emptyset$ 60/65 - 65/70

EASYWORK™ PROGRESSIF OR 167 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Progressif optimisé pour usage intérieur organique 1.67 

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 1)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

■ $\emptyset$ 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

■ $\emptyset$ 60/65 - 65/70 - 70/75

EASYWORK™ MI-DISTANCE 10, 15, 20 - OR 15 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Mi-distance surfaçage digital organique 1.5 

BLUV XPERT >

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 1)



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

- Ø 60-65-70-75
- Ø 60-65-70
- Ø 60-65
- Ø 60

EASYWORK™ MI-DISTANCE 10, 15, 20 - OR 16 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Mi-distance surfaçage digital organique 1.6 

[BLUV XPert >](#)

[INFORMATIONS GRAVURES >](#)

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 1)



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

- $\emptyset$ 60-65-70-75
- $\emptyset$ 60-65-70
- $\emptyset$ 60-65
- $\emptyset$ 60

VERRES DE STOCK

+ UNIFOCAUX ORGANIQUES STOCK +

UNOR 15

TILIUM

UNOR 16

UNOR 167

UNOR 15 & TILIUM KID

ASPHOR 16

ASPHOR 167

ASPHOR 174

UNOR® 15 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5

BLUV XPERT >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Diam's®¹

Neva® Resist+ UV

Tonic®²

Neva® + UV


Nu¹

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune

¹ Sur verres blancs uniquement

² Non disponible en BluV Xpert




< UNOR 15

Nu

■ ø 60-65-70

■ ø 60-65

■ ø 65



< UNOR 15


Tonic

■ ø 60-65-70

■ ø 60-65

■ ø 65

■ ø 60



< UNOR 15

Diam's


Neva + UV

Neva Max Blue UV

■ ø 70

■ ø 65-70


■ ø 65



< UNOR 15

Neva Resist+ UV

■ ø 70




< UNOR 15 BLUV XPERT

Neva Resist+ UV

■ ø 65

■ ø 70



< UNOR 15 TRANSITIONS GEN S

Neva Resist+UV

■ ø 65

■ ø 70



TILIUM® — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Neva® + UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



< TILUM


Tonic

- ø 60
- ø 60-65
- ø 65-70
- ø 70

TILUM >

Neva + UV

- ø 65
- ø 70



UNOR® 16 — Blanc, BluV Xpert, Transitions®

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.6

BLUV XPERT >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Max Blue UV¹

Neva® Resist+ UV

Neva® + UV¹

Diam's®¹


Tonic®²

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune

1 Sur verres blancs uniquement

2 Non disponible en BluV Xpert



UNOR 16

Tonic

Diam's


Neva + UV

Neva Max Blue UV

■ ø 65

■ ø 65-70

■ ø 75




UNOR 16

Neva Resist+ UV

■ ø 65

■ ø 75




UNOR 16 BLUV XPERT

Neva Resist+ UV

■ ø 65

■ ø 75



UNOR 16 TRANSITIONS

GEN S

Neva Resist+UV

■ ø 65

■ ø 75

UNOR® 167 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique organique très haut indice

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist+ UV


Diam's®¹

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune

¹ En voie d'abandon



UNOR® 15 KID — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS


Net Blue UV

Tonic®

Net UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



Les produits KID sont conformes aux exigences pour le marquage CE.
Ces produits n'ont pas de résistance mécanique supérieure aux produits "non KID".
BBGR recommande l'utilisation des verres KID PC (Polycarbonate), à titre de précaution.

TILIUM® KID — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun


TRAITEMENTS

Net UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



Ø 55-60
Ø 60



Les produits KID sont conformes aux exigences pour le marquage CE.
Ces produits n'ont pas de résistance mécanique supérieure aux produits "non KID".
BBGR recommande l'utilisation des verres KID PC (Polycarbonate), à titre de précaution.

ASPHOR® 16 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Unifocal asphérique organique 1.6

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist+ UV


Diam's®¹

Neva® + UV¹

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune

¹ Non disponible en BluV Xpert



■ ø 75
■ ø 70
■ ø 65

ASPHOR® 167 — Blanc, BluV Xpert

Informations produits

Unifocal asphérique organique très haut indice

BLUV XPERT >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS


Neva® Resist+ UV²

Neva® + UV¹

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune

1 Non disponible en BluV Xpert
2 Non disponible en verres blancs



ASPHOR® 174 — Blanc

Informations produits

Unifocal asphérique organique ultra haut indice

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist+ UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Aucune



■ $\varnothing 75^*$
■ $\varnothing 70$

*Certaines commandes peuvent être livrées en D80 jusqu'à épuisement du stock, mais avec les mêmes caractéristiques épaisseur centre et base.



INTUITIV® PLUS MIO / INTUITIV® PLUS OR 15 — Polarisant



Informations produits

Progressif premium organique 15 polarisant

INTUITIV PLUS MIO : Individualisé latéralité manuelle

+ monture + distance de lecture

INTUITIV PLUS : Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3) et dégradées (cat. 3/2)

Brun Prune

Gris Kaki


Gris US

Ambre

Bleu

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir



- Hauteur minimum :
 - INTUITIV PLUS MIO : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - INTUITIV PLUS : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication :
 - INTUITIV PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - INTUITIV PLUS : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- ø 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 60/65 - 65/70
- ø 60/65

INTUITIV® PLUS MIO / INTUITIV® PLUS OR 16 — Polarisant



Informations produits

Progressif premium organique 16 (matériau MR8) polarisant

INTUITIV PLUS MIO : Individualisé latéralité manuelle

+ monture + distance de lecture

INTUITIV PLUS : Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)


Brun

Gris

Gris US

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir



- Hauteur minimum :
 - INTUITIV PLUS MIO : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - INTUITIV PLUS : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication :
 - INTUITIV PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - INTUITIV PLUS : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 60/65 - 65/70
- ø 60/65

INTUITIV® PLUS MIO / INTUITIV® PLUS OR 167 — Polarisant



Informations produits

Progressif premium organique très haut indice polarisant

INTUITIV PLUS MIO : Individualisé latéralité manuelle

+ monture + distance de lecture

INTUITIV PLUS : Personnalisé latéralité manuelle

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Guard Sun UV


TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)

Brun

Gris

Gris US



- Hauteur minimum :
 - INTUITIV PLUS MIO : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - INTUITIV PLUS : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
 - Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication :
 - INTUITIV PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - INTUITIV PLUS : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- Ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 60/65 - 65/70
- Ø 60/65

ANATEO® PLUS MIO / ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 15 — Polarisant

Informations produits

Progressif premium organique 15 polarisant

ANATEO PLUS MIO : Personnalisé – anatomie de l'œil

+ monture + distance de lecture

ANATEO PLUS : Personnalisé – anatomie de l'œil



INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

TEINTES


Teintes polarisantes unies (cat. 3) et dégradées (cat. 3/2)

Brun	Bleu
Gris	Prune
Gris US	Kaki ²
Ambre	

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir

² Pas disponible sur Anateo Plus Mini



- Hauteur minimum :
 - ANATEO PLUS MIO / ANATEO PLUS MINI² : 16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - ANATEO PLUS : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication :
 - ANATEO PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI : Digicali - Épaisseur spéciale
 - Nous consulter pour prismes

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ ø 55/60 - 60/65

ANATEO® PLUS MIO / ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 16 — Polarisant

Informations produits

Progressif premium organique 16 (matériau MR8) polarisant

ANATEO PLUS MIO : Personnalisé - anatomie de l'œil

+ monture + distance de lecture

ANATEO PLUS : Personnalisé - anatomie de l'œil



INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)


Brun

Gris

Gris US

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir



- Hauteur minimum :
 - ANATEO PLUS MIO / ANATEO PLUS MINI :
16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - ANATEO PLUS : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication :
 - ANATEO PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI :
Digicali - Épaisseur spéciale
 - Nous consulter pour prismes

- ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- ø 60/65 - 65/70 - 70/75
- ø 60/65 - 65/70
- ø 60/65

ANATEO® PLUS MIO / ANATEO® PLUS / ANATEO® PLUS MINI OR 167 — Polarisant

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice polarisant

ANATEO PLUS MIO : Personnalisé - anatomie de l'œil

+ monture + distance de lecture

ANATEO PLUS : Personnalisé - anatomie de l'œil



INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Guard Sun UV


TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)

Brun

Gris

Gris US



- Hauteur minimum :
 - ANATEO PLUS MIO / ANATEO PLUS MINI :
16 mm (H) / 15 mm (e) / 14 mm (M)
 - ANATEO PLUS : 18 mm (H) / 17 mm (e) / 16 mm (M)
- Addition de 0,75 à 3,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication :
 - ANATEO PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - ANATEO PLUS / ANATEO PLUS MINI :
Digicali - Épaisseur spéciale
 - Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

SIRUS® PLUS MIO / SIRUS® PLUS OR 15 — Polarisant

Informations produits

Progressif premium organique 15 polarisant

SIRUS PLUS MIO : Personnalisé + monture + distance de lecture

SIRUS PLUS : Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV


TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3) et dégradées (cat. 3/2)

Brun	Bleu
Gris	Prune
Gris US	Kaki
Ambre	

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir



- Hauteur minimum :
 - SIRUS PLUS MIO : 16 mm
 - SIRUS PLUS : 18 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication :
 - SIRUS PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - SIRUS PLUS : Digicali - Épaisseur spéciale
 - Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

SIRUS® PLUS MIO / SIRUS® PLUS OR 16 — Polarisant

Informations produits

Progressif premium organique 16 (matériau MR8) polarisant

SIRUS PLUS MIO : Personnalisé + monture + distance de lecture

SIRUS PLUS : Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)


Brun

Gris

Gris US

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir



- Hauteur minimum :
 - SIRUS PLUS MIO : 16 mm
 - SIRUS PLUS : 18 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication :
 - SIRUS PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - SIRUS PLUS : Digicali - Épaisseur spéciale
 - Nous consulter pour prismes

- Ø 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 60/65 - 65/70
- Ø 60/65

SIRUS® PLUS MIO / SIRUS® PLUS OR 167 — Polarisant

Informations produits

Progressif premium organique très haut indice polarisant

SIRUS PLUS MIO : Personnalisé + monture + distance de lecture

SIRUS PLUS : Personnalisé

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Guard Sun UV


TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)

Brun

Gris

Gris US



- Hauteur minimum :
 - SIRUS PLUS MIO : 16 mm
 - SIRUS PLUS : 18 mm
 - Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication :
 - SIRUS PLUS MIO : Digicali obligatoire
 - SIRUS PLUS : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

APTIVE® OR 15 — Polarisant



Informations produits

Progressif organique 15 polarisant

Généraliste - prix attractif

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS


Tonic®

Neva® Guard Sun UV

TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3) et dégradées (cat. 3/2)

Brun	Bleu
Gris	Prune
Gris US	Kaki
Ambre	



- Hauteur minimum : 18 mm
 - Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

■ ø 60/65 - 65/70 - 70/75

APTIVE® OR 16 — Polarisant



Informations produits

Progressif organique 16 (matériau MR8) polarisant
Généraliste - prix attractif

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV


TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)

Brun

Gris

Gris US



- Hauteur minimum : 18 mm
- Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
- Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- Ø 55/60 - 60/65 - 65/70
- Ø 55/60 - 60/65

UNOR® 15 — Polarisant



Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5 polarisant

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV


TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3) et dégradées (cat. 3/2)

Brun	Bleu
Gris	Prune
Gris US	Kaki
Ambre	

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir



- Fabrications : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

■ ø 60-65-70-74

■ ø 60-65-70

UNOR® 16 — Polarisant



Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.6 (matériau MR8) polarisant

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)


Brun

Gris

Gris US

Teintes miroirs¹

¹ Les teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

- Ø 60-65-70-75-80
- Ø 60-65-70-75
- Ø 60-65-70
- Ø 60-65
- Ø 60

UNOR® 167 — Polarisant



Informations produits

Unifocal sphérique organique très haut indice polarisant

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Guard Sun UV


TEINTES

Teintes polarisantes unies (cat. 3)

Brun

Gris

Gris US



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

- Ø 60-65-70-75-80
- Ø 60-65-70-75
- Ø 60-65-70
- Ø 60-65

NEOSUN UNIFOCAL OR 16 / UNIFOCAL CAMBRÉ OR 16 / UNIFOCAL BASE 3 OR 16

Informations produits

Verre unifocal solaire sphérique organique 1.6 (matériau MR8)

Adaptés aux montures de grands diamètres, cambrées

(base 6 à 8) ou plates (base 3).

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

COLORATIONS

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées (de 1 à 3) :

Brun

Gris US

Noir

Gris

Teintes miroirs¹

TEINTES SUR VERRE XPERIO³


Teintes polarisantes unies (cat. 3)

Brun

Gris

Gris US

Teintes miroirs²




< UNIFOCAL /
UNIFOCAL CAMBRÉ

■ ø 80/95

UNIFOCAL BASE 3 >

■ ø 65-70



¹ Teintes miroirs se commandent à partir d'un Tonic + supplément teinte + supplément Miroir

² Teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir

³ Non disponible sur Unifocal Base 3

• Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Nous consulter pour prismes

NEOSUN PROGRESSIF CAMBRÉ OR 16

Informations produits

Verre progressif solaire sphérique organique 1.6 (matériau MR8)

Adaptés aux montures de grands diamètres, cambrées (base 6 à 8)

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRAITEMENTS

Tonic®

Neva® Guard Sun UV

COLORATIONS

Teintes classiques unies (de 0 à 4) et dégradées (de 1 à 3) :

Brun

Gris US

Noir

Gris

Teintes miroirs¹

TEINTES SUR VERRE XPERIO

Teintes polarisantes unies (cat. 3)

Brun


Gris

Gris US

Teintes miroirs²


¹ Teintes miroirs se commandent à partir d'un Tonic + supplément teinte + supplément Miroir

² Teintes miroirs se commandent à partir d'un verre Xperio Tonic + supplément Miroir




PROGRESSIF BASE 6

■ ø 80/95



PROGRESSIF BASE 7

■ ø 80/95



PROGRESSIF BASE 8

■ ø 80/95



- Hauteur minimum : 18 mm
 - Addition de 0.75 à 3.50 par 0.25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
- Nous consulter pour prismes

SPECIO™ DIRECT

+ SPECIO UNIFOCALUX ORGANIQUES

SPECIO UNIFOCAL 1.5 KID

SPECIO CRISTALL 1.5 UNIFOCAL

SPECIO UNIFOCAL 1.5 CONVEXE

SPECIO UNIFOCAL 1.5 CONCAVE

SPECIO UNIFOCAL 1.5 CONCAVE À FACETTE

SPECIO UNIFOCAL 1.67 CONVEXE

SPECIO UNIFOCAL 1.67 CONCAVE

SPECIO UNIFOCAL 1.67 CONCAVE À FACETTE

SPECIO M16, M17 ET M18

SPECIO UNIFOCAL 1.67 À FACETTE GOMMÉE

+ SPECIO PROGRESSIFS

SPECIO PROGRESSIF 1.5

SPECIO PROGRESSIF 1.67

SPECIO PROGRESSIF 1.67 À FACETTE GOMMÉE

+ SPECIO DOUBLES-FOYERS

SPECIO CRISTALL 1.5 BIFOCAL

SPECIO OC 28 1.5

SPECIO OR 28 1.5

SPECIO OR 38 1.5

SPECIO™ SUR DEVIS

+ SPECIO PROGRESSIF

PROGRESSIF 1.5 VP HAUT ET BAS ORGANIQUE

+ SPECIO DOUBLES-FOYERS

OR 22 1.5 ORGANIQUE

OC 28 1.5 DOUBLE-FOYER À COMPENSATION PRISMATIQUE

SD 30 1.5 ORGANIQUE

SD 30 1.5 MINÉRAL

SD 45 1.5 ORGANIQUE

DIRAL DROIT 1.5 DOUBLE-FOYER ORGANIQUE

SPECIO™ UNIFOCAL 1.5 KID — Blanc



Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5
à forte puissance et/ou fort prisme

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Net UV

Tonic®

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris US

Noir


Gris

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf options plan convexe, biconvexe, prisme > 5 Δ)
- Par fax, préciser sur formulaire
« verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires

Les produits KID sont conformes aux exigences pour le marquage CE.
Ces produits n'ont pas de résistance mécanique supérieure aux produits "non KID".



- Fabrication : Digicali - Diamètre spécial - Base spéciale
Prismes $\leq 5.00 \Delta$
Nous consulter pour sphère et cylindre
hors grille & prismes

- Ø 55
- Ø 60
- Ø 65
- Ø 70

SPECIO™ CRISTALL® 1.5 UNIFOCAL — Blanc



Informations produits

Unifocal pour aphaque asphérique organique 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Noir



Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf options plan biconvexe et « nous consulter pour »)
- Par fax pour calibre / Digicali. Préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Plan concave (code 179)
- Biconcave (code 300)
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

- Ø 67 ouverture optique Ø 43 mm
- Ø 67 ouverture optique Ø 38,5 mm

SPECIO™ UNIFOCAL 1.5 CONVEXE — Blanc



Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5
à forte puissance et/ou fort prisme

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Noir


Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf options plan convexe, biconvexe, prisme > 5 Δ)
- Par fax, préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Plan convexe (code 311)
- Biconvexe (code 312)
- Prismes $\leq 5.00 \Delta$
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

- ø 45¹
- ø 50¹
- ø 55
- ø 60
- ø 65
- ø 70

¹ Pas de plan convexe et biconvexe possible

SPECIO™ UNIFOCAL 1.5 CONCAVE — Blanc



Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5
à forte puissance et/ou fort prisme

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Noir


Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf options facettes, plan concave et biconcave, prisme > 5 Δ)
- Par fax pour les facettes. Préciser sur formulaire « verre au calibre » le code et diamètre d'ouverture.



- Fabrication : Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Facettes :
 - Forme ronde bord concave (code 404)
 - Forme ronde bord convexe (code 411)
 - Forme ovale bord convexe (code 412)
 - Facette ronde bord concave gommée (code 032)
 - Ouverture optique Ø de 20 à 35 mm
 - Forme calibre, ½ écarts et hauteurs pupillaires
- Plan concave (code 179)
- Biconcave (code 300)
- Prismes ≤ 5.00 Δ
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

■ Ø 60

■ Ø 65

■ Ø 70

SPECIO™ UNIFOCAL 1.5 CONCAVE À FACETTE — Blanc



Informations produits

Unifocal à facette sphérique organique 1.5
à forte puissance et/ou fort prisme

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Noir


Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf prisme > 5 Δ)
- Nota : facette prédéfinie selon la puissance
 - . Ménisque à facette ronde Ø 30 bord convexe
 - . Ménisque à facette ronde Ø 25 bord convexe
 - . Biconcave facette ronde Ø 20 bord convexe



- Fabrication : Épaisseur spéciale
 - Plan concave (code 179)
 - Biconcave (code 300)
 - Prismes $\leq 5.00 \Delta$

- Ø 65 Facette bord convexe Ø 30
- Ø 65 Facette bord convexe Ø 25
- Ø 60 Biconcave facette bord convexe Ø 20

SPECIO™ UNIFOCAL 1.67 CONVEXE — Blanc, Transitions®



Informations produits

Unifocal sphérique organique très haut indice
à forte puissance et/ou fort prisme

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun


Gris

Noir

Gris US


Commande

- Par EDI (sauf options plan convexe, biconvexe, prisme > 5 Δ)
- Par fax, préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



^ SPECIO UNIFOCAL 167

Blanc



^ SPECIO UNIFOCAL 167

Transitions

- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Plan convexe (code 311)
- Biconvexe (code 312)
- Prismes ≤ 5.00 Δ
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

- ø 50
- ø 55
- ø 60
- ø 65
- ø 70
- ø 75

SPECIO™ UNIFOCAL 1.67 CONCAVE — Blanc, Transitions®

Informations produits

Unifocal sphérique organique très haut indice
à forte puissance et/ou fort prisme

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun


Gris

Noir

Gris US


Commande

- Par EDI (sauf options facettes, plan concave et biconcave, prisme $> 5 \Delta$)
- Par fax pour les facettes. Préciser sur formulaire « verre au calibre » le code et diamètre d'ouverture.



^ SPECIO UNIFOCAL 167
Blanc

- Fabrication : Diamètre spécial - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Facettes :
 - Forme ronde bord concave (code 404)
 - Forme ronde bord convexe (code 086)
 - Forme ronde bord concave gommée (032)
 - Forme ronde bord convexe gommée (033)
 - Forme ovale bord convexe (code 412)
 - Ouverture optique $\varnothing$ de 20 à 35 mm
- Plan concave (code 179)
- Biconcave (code 300)
- Prismes $\leq 5.00 \Delta$
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes



^ SPECIO UNIFOCAL 167
Transitions

- $\varnothing$ 55
- $\varnothing$ 60
- $\varnothing$ 65
- $\varnothing$ 70
- $\varnothing$ 75
- $\varnothing$ 65 Ouverture optique réduite possible

SPECIO™ UNIFOCAL 1.67 CONCAVE À FACETTE — Blanc



Informations produits

Unifocal à facette sphérique organique très haut indice à forte puissance et/ou fort prisme

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun


Gris

Noir

Gris US

Commande

- Par EDI (sauf prisme > 5 Δ)
- Nota : Facette prédéfinie selon la puissance
 - . Ménisque à facette ronde ø 30 bord concave
 - . Ménisque à facette ronde ø 25 bord concave
 - . Ménisque à facette ronde ø 25 bord convexe
 - . Biconcave facette ronde ø 20 bord convexe



- Fabrication : Épaisseur spéciale
- Plan concave (code 179)
- Biconcave (code 300)
- Prismes ≤ 5.00 Δ

- ø 65 Facette bord concave Ø 30
- ø 65 Facette bord concave Ø 25
- ø 65 Facette bord convexe Ø 25
- ø 60 Biconcave facette bord convexe Ø 20

SPECIO™ M16, M17, M18 — Blanc

Informations produits

Unifocal minéral sphérique à forte puissance et/ou fort prisme

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Diam's®


Nu¹

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Cap Brun 18%²

¹ Specio M18 non disponible en Nu

² Uniquement disponible en Specio M16



■ Ø 70

■ Ø 67

■ Ø 65

• Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale

Facettes :

- Forme ronde bord convexe (code 086)

- Forme ronde bord concave (code 404)

- Forme ovale bord convexe (code 412)

Plan concave (code 179)

Biconcave (code 300)

Prismes ≤ 5.00 Δ

Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

SPECIO™ UNIFOCAL 1.67 À FACETTE GOMMÉE — Blanc



Informations produits

Unifocal organique sphérique à forte puissance et/ou fort prisme, avec facette gommée

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Noir

Gris

Gris US



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Prismes $\leq 5.00 \Delta$
Nous consulter pour sphère et cylindre
hors grille & prismes

- ø 65-70 Facette Ø 35
- ø 65-70 Facette Ø 30
- ø 65-70 Facette Ø 25
- ø 65-70 Facette Ø 20

(Facette bord concave par défaut.)

SPECIO™ PROGRESSIF 1.5 — Blanc

Informations produits

Progressif sphérique organique 1.5
à forte puissance et/ou fort prisme

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Noir


Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf prisme > 5 Δ)
- Par fax, préciser sur formulaire
« verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



- Addition de 0.75 à 3.00 par 0.25 D
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Facettes :
- Forme ronde bord convexe (code 086)
 - Forme ronde bord concave (code 404)
- Prismes $\leq 5.00 \Delta$
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

■ Ø 75

■ Ø 70

■ Ø 65

■ Ø 60

Ø 65 avec facette bord concave de -16.25 à -21.00

SPECIO™ PROGRESSIF 1.67 — Blanc, Transitions®

Informations produits

Progressif sphérique organique très haut indice à forte puissance et/ou fort prisme

[CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >](#)

TRANSITIONS®

Transitions® Gen S™ :

Brun, Gris

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun


Gris

Noir

Gris US

Commande

- Par EDI (sauf prisme > 5 Δ)
- Par fax, préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



< SPECIO PROGRESSIF 167

Blanc

■ ø 75

■ ø 70

■ ø 65

■ ø 60

■ ø 65 uniquement avec
Facette à bord concave

SPECIO PROGRESSIF 167 >

Transitions Gen S


■ ø 75

■ ø 70

■ ø 65

■ ø 60

■ ø 65 uniquement avec
Facette à bord concave



- Addition de 0.75 à 3.00 par 0.25 D
 - Fabrication : Base spéciale - Épaisseur spéciale
- Facettes :
- Forme ronde bord convexe (code 086)
 - Forme ronde bord concave (code 404)
- Prismes ≤ 5.00 Δ
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

SPECIO™ PROGRESSIF 1.67 À FACETTE GOMMÉE — Blanc



Informations produits

Progressif sphérique organique très haut indice à forte puissance et/ou fort prisme avec facette gommée

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun



TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV



COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Noir

Gris US



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale
Prismes $\leq 5.00 \Delta$
Nous consulter pour sphère et cylindre
hors grille & prismes

■ ø 65-70 Facette ø 35
■ ø 65-70 Facette ø 30
(Facette bord concave par défaut.)

SPECIO™ CRISTALL® 1.5 BIFOCAL — Blanc



Informations produits

Double-foyer pour aphaque asphérique organique 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Noir



Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf options)
- Par fax pour calibre / Digicali. Préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Plan concave (code 179)
- Biconcave (code 300)
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

■ Ø 67

SPECIO™ OC 28 1.5 — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment courbe 28 x 18

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)



- Addition 65/70 : 1.00 à 4.00 par 0.25 et 3.50 et 4.00
71/76 : 1.00 à 3.00 par 0.25
- Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale
Nous consulter pour sphère et cylindre
hors grille & prismes

■ Ø 65/70-71/76

■ Ø 65/70

SPECIO™ OR 28 1.5 — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment rond ø 28

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC


Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun

Gris

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)



- Addition de 1.00 à 3.00 par 0.25
 - Fabrication : Digicali - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Facette :
- Forme ronde bord convexe (code 086)
 - Plan concave (code 179)
 - Biconcave / Biconvexe (code 300)
- Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes

■ ø 60-65-70

■ ø 60-65

■ ø 65

+4.25 à +10.75 / -10.25 à -14.00 cyl. 6 add. 100 à 350

+4.25 à +09.00 / -10.25 à -14.00 cyl. 6 add. 375 à 400 -4.50-5.00

SPECIO™ OR 38 1.5 — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment rond 38 mm



CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Neva® + UV

Tonic®

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun



Gris

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf prisme > 5 Δ)
- Par fax, préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



- Addition de 1.00 à 3.50 par 0,25 D et 4.00, 4.50, 5.00. D
- Fabrication : Digicali recommandé - Base spéciale -

Épaisseur spéciale

Facettes :

- Forme ronde bord convexe (code 086)

Plan concave (code 179)

Biconcave (code 300)

Prismes ≤ 5.00 Δ

Nous consulter pour sphère et cylindre
hors grille & prismes

■ Ø 65 - 70

■ Ø 70

PROGRESSIF 1.5 VP HAUT ET BAS ORGANIQUE — Blanc

Informations produits

Progressif avec vision de près en haut du verre

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 3 à 4)



Brun	Gris
Noir	Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)

Commande

- Par EDI (sauf prisme > 5 Δ)
- Par fax, préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . ½ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires



- Informations indispensables à toute demande :
 - La puissance de l'addition en haut (addition standard inférieure de 0.75 à l'addition classique ou précisée jusqu'à 3,50)
 - Le positionnement spécifique de la pastille si différent de collage standard

- Addition de 1.50 à 3.00 par 0,25 D
- Fabrication : Digicali recommandé - Épaisseur spéciale
Facettes :
 - Forme ronde bord convexe (code 086)
 - Forme ronde bord concave (code 404)Prismes ≤ 5.00 Δ
Nous consulter pour sphère et cylindre hors grille & prismes
Collage sur verre nu ou coloré (code 003)
Collage obligatoire

■ ø 75

OR 22 1.5 ORGANIQUE — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment rond, fortes additions

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Neva® Resist + UV

Tonic®

Neva® + UV

Nu

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 0 à 4)

Brun


Gris

Noir

Gris US

Filtres spéciaux

UV Color (protection UV)



- Addition : 6.00, 8.00, 10.00 D
 - Fabrication : Digicali recommandé - Épaisseur spéciale - Base spéciale
- Facettes :
- Forme ronde bord convexe (code 086)
- Plan concave (code 179)
- Biconcave (code 300)
- Prismes $\leq 5.00 \Delta$

■ Ø 60

Commande

- Par EDI (sauf prisme $> 5 \Delta$)
- Par fax, préciser sur formulaire « verre au calibre » :
 - . Forme calibre
 - . $\frac{1}{2}$ écarts pupillaires VL
 - . Hauteurs pupillaires

OC 28 1.5 DOUBLE-FOYER À COMPENSATION PRISMATIQUE VERTICALE — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 blanc à compensation prismatique verticale en VP

Indications

Pour les anisométries nécessitant en VP une compensation de la différence d'effets prismatiques induits dans les méridiens verticaux.

[VOIR VOS FICHES TECHNIQUES >](#)

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Aucun

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 3 à 4)

Brun

Gris

Noir

Gris US


GAMME INDICATIVE

Sphère : -9.00 à + 5.00 par 0.25

Cylindre : 0 à 4.00 par 0.25

Addition : 1 à 3.00 par 0.25 et 3.50

Segment VP : prismatique obtenu par polymérisation



Commande

Demande de devis sur formulaire « verre au calibre » avec :

- Forme calibre
- 1/2 écarts VL et VP
- Hauteurs pupillaires

SD 30 1.5 ORGANIQUE — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment droit polymérisé personnalisable

Indications

Pour les amétropes presbytes ou non presbytes :

- SD 30 C : correction astigmatisme différente entre VL et VP¹
- SD 30 P : correction prismatique différente entre VL et VP¹
- SD 30 Inversé : pour les activités privilégiant la zone de VP, en conservant la VL limitée au segment polymérisé¹

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Aucun

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 3 à 4)

Brun	Gris
Noir	Gris US

GAMME INDICATIVE


Sphère : -6.00 à + 6.00 par 0,25 D

Cylindre : 0 à 4.00 par 0.25

Addition : 0.50 à 4.00 par 0.25

Diamètre : 65 - 70 (SD 30 C et SD 30 P)

Diamètre : 65 (SD 30 inversé)



Commande

Demande de devis sur formulaire « verre au calibre » avec :

- Diamètre ou forme calibre
- Forme et position segment
- 1/2 écarts VL et VP
- Hauteurs pupillaires

¹ Selon les contraintes techniques de votre commande, la lentille peut être polymérisée en face arrière ou face avant

SD 30 1.5 MINÉRAL — Blanc

Informations produits

Double-foyer minéral 1.5 segment droit polymérisé personnalisable

Indications

Pour les amétropes presbytes ou non presbytes :

- SD 30 C : correction astigmatisme différentielle entre VL et VP¹
- SD 30 P : correction prismatique différentielle entre VL et VP¹
- SD 30 Inversé : pour les activités privilégiant la zone de VP, en conservant la VL limitée au segment polymérisé¹

PHOTOTINT® (PHOTOCHROMIQUE)

Aucun

TRAITEMENTS

Diam's® (face convexe)

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Cap Brun 18% et 35%

GAMME INDICATIVE


Sphère : -6.00 à + 6.00 par 0.25 D

Cylindre : 0 à 4.00 par 0.25

Addition : 0.50 à 4.00 par 0.25

Diamètre : 65

¹ Selon les contraintes techniques de votre commande, la lentille peut être polymérisée en face arrière ou face avant



Verre Gauche

Commande

Demande de devis sur formulaire « verre au calibre » avec :

- Diamètre ou forme calibre
- Forme et position segment
- 1/2 écarts VL et VP
- Hauteurs pupillaires

SD 45 1.5 ORGANIQUE — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5 segment droit polymérisé personnalisable

Indications

Pour les amétropes presbytes ou non presbytes :

- SD 45 C : correction astigmatique différente entre VL et VP¹
- SD 45 P : correction prismatique différente entre VL et VP¹
- SD 45 Inversé : pour les activités privilégiant la zone de VP, en conservant la VL limitée au segment polymérisé¹

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Aucun

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 3 à 4)

Brun	Gris
Noir	Gris US

GAMME INDICATIVE


Sphère : -6.00 à +6.00 par 0.25 D

Cylindre : 0 à 4.00 par 0.25

Addition : 0.50 à 4.00 par 0.25

Diamètre : 65

¹ Selon les contraintes techniques de votre commande, la lentille peut être polymérisée en face arrière ou face avant



Commande

Demande de devis sur formulaire « verre au calibre » avec :

- Diamètre ou forme calibre
- Forme et position segment
- 1/2 écarts VL et VP
- Hauteurs pupillaires

DIRAL DROIT 1.5 DOUBLE-FOYER ORGANIQUE — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique plein champ de type executive

Indications

Composé de 2 verres unifocaux organiques collés bord à bord

TRANSITIONS®

Aucun

TRAITEMENTS

Aucun

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teintes classiques unies (de 3 à 4)

Brun

Gris

Filtres spéciaux


GAMME INDICATIVE

Sphère : -12.00 à +14.00


Cylindre : 0 à 4.00 par 0.25

Addition : 0.75 à 3.00

Diamètre : 55 - 60 - 65



Début de la puissance VP à 3 mm
sous le centre de VL



■ Ø 55

■ Ø 60

■ Ø 65

PROGRESSIF OR 15 — Blanc

Informations produits

Progressif organique 1.5

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80

PROGRESSIF FORTES PUISSANCES OR 15 — Blanc

Informations produits

Progressif fortes puissances
organique 1.5

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali
- Nous consulter pour 4.00 < Tore et prismes

- ø 75
- ø 70
- ø 65
- ø 60

PROGRESSIF OR 16 — Blanc

Informations produits

Progressif organique 1.6

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : $E=2/3$ add
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes $< 5.00 \Delta$

- $\emptyset$ 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- $\emptyset$ 60/65 - 65/70 - 70/75
- $\emptyset$ 60/65 - 65/70

PROGRESSIF OR 167 — Blanc

Informations produits

Progressif organique 1.67

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : $E=2/3$ add
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et
prismes $< 5.00 \Delta$

■ $\emptyset$ 60/65 - 65/70 - 70/75

■ $\emptyset$ 60/65 - 65/70

PROGRESSIF FORTES PUISSANCES OR 167 — Blanc

Informations produits

Progressif fortes puissances
organique 1.67

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
 - Prisme d'allègement : E=2/3 add
 - Fabrication : Digicali
- Nous consulter pour prismes

■ Ø 75
■ Ø 70
■ Ø 65
■ Ø 60

PROGRESSIF OR 174 — Blanc

Informations produits

Progressif organique 1.74

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : $E=2/3$ add
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes $< 5.00 \Delta$

- $\emptyset$ 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75 - 75/80
- $\emptyset$ 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75
- $\emptyset$ 55/60 - 60/65 - 65/70
- $\emptyset$ 55/60 - 60/65

- Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

PROGRESSIF FORTES PUISSANCES OR 174 — Blanc

Informations produits

Progressif fortes puissances organique 1.74

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Addition de 1 à 2,50 par 0,25 D
- Prisme d'allègement : $E=2/3$ add
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes $< 5.00 \Delta$

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 55/60 - 60/65 - 65/70

■ Ø 55/60 - 60/65

■ Ø 55/60

● Supplément facturé pour les cylindres entre 4 et 6

DOUBLE-FOYER ROND FORTES PUISSANCES OR 15 — Blanc

Informations produits

Double-foyer pour aphaque asphérique organique 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®



Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Fabrication : Digicali
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

■ Ø 67

DOUBLE-FOYER ROND OR 15 — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.5

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Fabrication : Digicali
Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes

■ $\varnothing$ 60 - 65

DOUBLE-FOYER COURBE OR 16 — Blanc

Informations produits

Double-foyer organique 1.6

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



• Fabrication : Digicali
Nous consulter pour prismes

■ Ø 60/65 - 65/70 - 70/75

■ Ø 60/65 - 65/70

MI-DISTANCE 10, 15, 20 - OR 15 — Blanc

Informations produits

Mi-distance organique 1.5

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



Nous consulter pour prismes

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

MI-DISTANCE 10, 15, 20 - OR 16 — Blanc

Informations produits

Mi-distance organique 1.6

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



Nous consulter pour prismes

■ ø 60 - 65 - 70 - 75

UNIFOCAL SPHÉRIQUE - OR 15 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.5

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



Nous consulter pour prismes

UNIFOCAL SPHÉRIQUE FORTES PUISSANCES - OR 15 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique fortes puissances organique 1.5

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



• Fabrication : Digicali

Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore et prismes}$

■ Ø 70

■ Ø 65

■ Ø 60

■ Ø 55

■ Ø 50 BICONVEXE

■ Ø 45 BICONVEXE

UNIFOCAL SPHÉRIQUE FORTES PUISSANCES CONVEXE - OR 15 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique fortes puissances organique 1.5

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



• Fabrication : Digicali

Nous consulter pour $4.00 < \text{Tore} < 6.00$ et prismes $< 5.00 \Delta$

■ $\varnothing 60$

UNIFOCAL SPHÉRIQUE - OR 16 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique organique 1.6

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



< UNIFOCAL SPHÉRIQUE OR 16 DE STOCK

Blanc

■ ø 65

■ ø 75


UNIFOCAL SPHÉRIQUE OR 16 DE FABRICATION >

Blanc

■ ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80

■ ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75

■ ø 55 - 60 - 65 - 70



Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

UNIFOCAL ASPHÉRIQUE OR 167 — Blanc

Informations produits

Unifocal asphérique organique 1.67

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes

UNIFOCAL SPHÉRIQUE FORTES PUISSANCES - OR 167 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique fortes puissances organique 1.67

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



• Fabrication : Digicali

Nous consulter pour 4.00 < Tore < 12.50 et prismes

- Ø 70
- Ø 65
- Ø 60
- Ø 55
- Ø 50
- Ø 55 - 60

UNIFOCAL SPHÉRIQUE FORTES PUISSANCES CONCAVE - OR 167 — Blanc

Informations produits

Unifocal sphérique fortes puissances organique 1.67

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



- Fabrication : Digicali
- Nous consulter pour prismes

■ ø 60

■ ø 65

UNIFOCAL ASPHÉRIQUE ET SPHÉRIQUE OR 174 — Blanc

Informations produits

Unifocal asphérique et sphérique organique 1.74

INFORMATIONS GRAVURES >

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES >

TRANSITIONS®


Aucun

TRAITEMENTS

AR

COLORATIONS SUR VERRE BLANC

Teinte Gris classique unie (de 0 à 4)



< UNIFOCAL ASPHÉRIQUE OR 174 DE STOCK


Blanc

■ Ø 75
■ Ø 70

UNIFOCAL SPHÉRIQUE OR 174 DE FABRICATION >

Blanc

■ Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
■ Ø 55 - 60 - 65 - 70 - 75
■ Ø 55 - 60 - 65 - 70
■ Ø 55 - 60 - 65



Nous consulter pour 4.00 < Tore < 6.00 et prismes



www.bbgr.com

Siège social : Route de Bray-sur-Seine 77160 POIGNY
Tél. 0811 090 000 - Fax 0811 090 678